

- Extrem leicht und kompakt in der Größe
- 18-Megapixel-Digitalkamera
- Kann PC-frei betrieben werden
- Optische Filter auf Bestellung erhältlich
(EtBr, SYBRGreen und 580nm Amberfilter)





JoJo Life Science bietet das SmartView Simple Imager System für Ihren UV- oder Blaulicht-Transilluminator an. Dieses Gerät ist extrem leicht und kompakt. Für jedes Labor mit begrenztem Budget und geringem Laborplatz ist das SmartView Simple Imager System definitiv Ihre erste Wahl. Es ist kompatibel mit den meisten Transilluminatoren auf dem Markt. (für jede maximale Ansichtsgröße von weniger als 260x210mm) Digitalkamera-Modell bietet Ihnen eine große Auflösung von 18 Megapixel und bietet Ihnen eine PC-freie Arbeitsumgebung mit hoher Mobilität.

Technische Daten:

Kameratyp: 18,0 MP Digitalkamera, Wi-Fi-Funktion
 Effektive Bildpunkte: ca. 18,0 Megapixel
 Sensor: CMOS-Sensor (unterstützt Hybrid CMOS AF II)
 Max. Öffnung: f / 3.5-6.3 (IS STM Objektiv)
 Verschlusszeit: 1/4000 - 30sek. (Der verfügbare Bereich variiert je nach Aufnahmemodus)
 Speichermedium: SD-Speicherkarte, Wi-Fi zu PC, Smartphone oder Tablet
 Computerschnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B-Buchse) oder WiFi-Verbindung
 Video Ausgabe: Volles HD / HD / NTSC / PAL
 Bildauflösung: 5184x3456
 Linse: 35mm Filmäquivalentbrennweite, ca. 1,6-fache Brennweite des Objektivs
 Datei Format: Entwickelte Regel für Camera File System 2.0
 Datentyp: JPEG, RAW (14 Bit, Canon Original), RAW + JPEG gleichzeitige Aufnahme möglich
 Filter (für Kamera, optional): "EtBr Filter / SYBR Green Filter / Bernstein Filter * separat bestellt"
 Dunkelkammer:
 Dimension (BxLxH): 236x317x420mm
 Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
 Gewicht: 1,4 kg
 Kamera-Adaptermaterial: Aluminium



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo SmartView Simple Imager System, inkl. 18 MP Digitalkamera	170317	2.692,00 €/St.
1 Stück	JoJo SmartView Simple Imager System kompl.. Inkl. JoJo-UV-Transillumin. 21x21, 312 nm	170319	3.528,00 €/St.
1 Stück	JoJo SmartView Simple Imager System kompl.. Inkl. JoJo-UV-Transillumin. 26x21, 312 nm	170320	3.528,00 €/St.
1 Stück	JoJo SmartView Simple Imager System kompl.. Inkl. JoJo SmartView Transillumin., 312 nm	170321	3.712,00 €/St.
1 Stück	JoJo SmartView Simple Imager System kompl.. Inkl. JoJo SmartView Transillu., 312 nm h.P.	170322	3.914,00 €/St.
1 Stück	EtBR Filter für 18 MP Digitalkamera	170323	435,49 €/St.
1 Stück	SYBR Green Filter für 18 MP Digitalkamera	170324	435,49 €/St.
1 Stück	Amber Filter (BlueLightAnwendungen) für 18 MP Digitalkamera	170325	123,11 €/St.
1 Stück	JoJo 1D Bilderfassungs- / Analysesoftware	170326	968,36 €/St.
1 Stück	Netzteil passend ins Batteriefach für 18 MP Digitalkamera	170327	135,96 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2018

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
 Biberstraße 32
 89537 Giengen an der Brenz
 Tel.: 07322-91 11 329
 Mail: info@jojo-ls.de
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: