

# Tischautoklav

## HMT 232N

# HMC

## EUROPE

Der HMT 232 N ist ein einfach zu bedienender, halbautomatischer Autoklav mit hoher Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. CE zertifiziert.

Für die Anwendung in Laboratorien zur Sterilisation von Flüssigkeiten, Gegenständen usw. Die Kammer besteht aus leicht zu reinigendem rostfreiem Edelstahl .

Verschiedene Programme zur Auswahl.

Es stehen zwei Sterilisationstemperaturen zur Verfügung: 121° C und 134°C.

Für die Sterilisierzeit stehen folgende Einstellungen zur Verfügung: 4 Minuten / 15 Minuten / 30 Minuten .

Ausgestattet mit digitalem Speichermodul (SD & USB) zur Speicherung der Zyklusdaten

Automatische Steuerung bis zum Ende des Sterilisationsvorganges, das ganze Sterilisationsverfahren wird mikroprozessorgesteuert und überwacht

Die Kammer wird von dem integrierten Wassertank manuell mit Speisewasser befüllt bzw. manuell das Wasser in die Kammer zurückgeführt.



MODEL	HMT-232N
Kammergröße (mm):	230mm Ø X 390mm(D)
Kammervolumen	ca. 16Liter
Außenmaße:	501(W) X406(H) X 537(D)mm
Nettogewicht:	30kg
Wassertank:	4,2l
Wasserverbrauch pro Zyklus	Ca 650 – 750ml
Stromversorgung:	220V-240V / 1,5KW, (max.) 6,5A
Arbeitstemperatur:	115-134°C; 2.1bar
Max. Temp.:	132°C
Datenrecorder	
Digitale Erroranzeige	
Zubehör (optional)	Sterilisierbox Regalset mit Blechen

### Sicherheitselemente:

• Wassermangelsicherung	• Übertemperaturschutz
• Sicherheits- und Entlüftungsventil	• Mikroprozessorgesteuerte Türverriegelung
• Überdruckschalter	• Erroranzeige



# HMC

## EUROPE

Kellerstraße 1  
D-84577 Tüßling  
Tel.: +49(0)8633/50 52 0-0  
Fax.:+49(0)8633/50 52 0-99  
[info@hmc-europe.com](mailto:info@hmc-europe.com)  
[www.hmc-europe.com](http://www.hmc-europe.com)