

INCUB-MIXER™ MP HEATED MICROPLATE VORTEXER

- Optimiert für das inkubierte Mischen in MTP und DWP
- 1.200/1.500 U/Min.
- Orbit 2 mm
- Beheizter Deckel verhindert Kondensation
- Akzeptiert Platten bis zu 46 mm Höhe (2-Platten-Modell 40 mm!)
- Unabhängige Zeit-, Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerung
- Erhältlich im Zwei-Platten- und Vier-Platten-Format
- Adapter für Tubes erhältlich (nur für 4-Platten-Modell)



Thermoschüttler für MTP und DWP



Technische Daten:

Temperaturbereich: RT +5 °C bis +70 °C

Temperaturgenauigkeit: ± 0,2 °C

Temperaturhomogenität: ± 0,5 °C

Temperaturinkrement: 0,1°C

Orbit: 2 mm

Geschwindigkeit: 200 - 1.500 U/min (MP4)

Geschwindigkeit: 200 - 1.200 U/min (MP2)

Kapazität: 2 bzw. 4 Platten im Standard-SBS-Format

Maße: 32 x 35 x 18,5 cm (MP4), 28 x 27 x 14 cm (MP2)

Gewicht: 9 kg (MP4), 7 kg (MP2)

Anschluss: 230 V, 50-60 Hz

Garantie: 2 Jahre



Die Incu-Mixer MP-Serie von Benchmark Scientific bietet eine optimale Methode für das Vortexen und Inkubieren von Mikrotiterplatten. Gleichzeitiges Erhitzen sowohl von der Bodenfläche als auch von dem Deckel sorgt für Temperaturhomogenität in der gesamten Probe. Zusätzlich minimiert der beheizte Deckel die Verdunstung und verhindert Kondensation. Ein kompakter 2-mm-Orbit sorgt für gründliches Mischen in MTPs und DWP ohne zu spritzen. Geschwindigkeit, Zeit und Temperatur werden alle in Echtzeit auf dem großen LCD-Bildschirm angezeigt, während ein internes Validierungssystem ständig alle Parameter auf Genauigkeit überwacht.

Die Incu-Mixer-Serie wurde für eine flexible Anwendung konzipiert und ist in zwei und vier Plattengrößen erhältlich, die alle Standardplatten mit einer Höhe von bis zu 40 mm (46 mm im 4-Platten-Modell) aufnehmen können.

Unabhängige Zeit-, Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerungen ermöglichen, dass der Mischer als 3 Maschinen in einem funktioniert; ein Mehrplatten-Inkubator, Vortexer oder eine Kombination der beiden. Die Incu-Mixer MP-Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie, einschließlich immunchemischer Reaktionen, Enzym- und Proteinanalysen und Microarray-Analysen.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	Incu-Shaker MP2, Thermoschüttler für 2 MTP/DWP bis 40 mm h, 1.200 U/Min, 230 V	170280	1.636,00 €/St.
1 Stück	Incu-Shaker MP4, Thermoschüttler für 4 MTP/DWP bis 46 mm h, 1.500 U/Min, 230 V	170281	2.252,00 €/St.
1 Stück	Adapter für Incu-Shaker MP4, 20 x 1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße	170229	76,57 €/St.
1 Stück	Adapter für Incu-Shaker MP4, 20 x 0,5 ml Reaktionsgefäße	170228	76,57 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2018

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-91 11 329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: