

Gültig vom 10.01. - 06.02.2019



169,90 €*



- Reversible obere Plattform, schalenförmig oder flache mit Noppe versehene Oberfläche
- Leistungsstarker Motor mit 3 mm Orbit für das schnelle und effektive Vortexen
- Kontinuierliche oder "Touch"-Steuerung
- Q-Drive™ dynamisches Auswuchtsystem
- Variable Geschwindigkeit von 200 bis 3200 U/min
- Große Auswahl an Zubehör für Röhren bis 50ml

Technische Daten:

Schüttelfrequenz: Variabel 200 bis 3.200 U/min

Orbit: 3 mm

Motorsteuerung: Touch oder Dauerbetrieb

Arbeitstemperaturbereich: +4°C bis +65°C

Maße: 13 x 16 x 17 cm, Gewicht: 3,8 kg

Anschluss: 240V, 50-60 Hz, 170W

BenchMixer V2

Der BenchMixer™ V2 nutzt eine sanfte und kraftvolle Mischtechnologie kombiniert mit dem Vorteil eines einzigartigen reversiblen Gummikopfes, der in zwei Ausrichtungen am Mischer angebracht werden kann. Für das Verwirbeln einzelner Tubes wird allgemein die schalenförmige Oberfläche bevorzugt. Für Anwendungen, die eine flache / mit Vertiefungen versehene Oberfläche zum Mischen von einzigartig geformten Gefäßen (oder einer Handvoll von mehreren Tubes) erfordern, kann der Kopf jedoch leicht umgedreht und wieder angebracht werden.

Das Antriebssystem ist mit der Q-Drive™-Technologie ausbalanciert und sorgt so für einen gleichmäßigen Vortex-Effekt bei minimaler Geräuschentwicklung und Vermeidung von übermäßigen Vibrationen. Dies führt zu einem leiseren, effizienteren und länger anhaltenden Betrieb. Auch zum schnellen Auflösen von Zentrifugationspellets.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	BenchMixer V2 Vortexer mit FlipCoper, 230V	170107	169,90 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 10.01. - 23.02.2019

Gültig vom 27.12.2018 - 27.01.2019

199,00 €*



ProPette™ Pipettierhelfer

Der ProPette™ Pipettierhelfer ist sehr leicht (170g) und so konzipiert, dass er bequem in die rechte oder linke Hand passt. Das ergonomische Körperdesign vermittelt ein natürliches Gefühl beim Handling, die ausgewogene Gewichtsverteilung und die sehr leichtgängigen Bedienelemente für die Fingerspitzen ... alles zusammen ergeben ein komfortables und ergonomisches Pipettiererlebnis.

Und jetzt beinhaltet der ProPette™ Pipettierhelfer den zum Patent angemeldeten Quickstand™. Dadurch kann das Gerät ohne Kontaminationsrisiko in der Reinraumwerkbank abgelegt werden.

- Mit QuickStand™ ausklappbarem Ständer
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Kabellos und wiederaufladbar
- 8 Stunden Dauerbetrieb
- Für Pipetten von 1 ml bis 100 ml

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	ProPette™ Pipettierhelfer mit QuickStand™ inkl. Netzteil, 230 V	170751	199,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 27.12.2018 - 23.01.2019