


myBlock™ Mini / myBlock™ Mini gekühlt Metallblockthermostat

- Kompakt, passt auf jeden vollen Tisch
- Verfügbar in nur Heat-Version oder Heat & Cool-Version
- Wechselblöcke für 0,2 bis 50 ml Röhrchen
- Einfaches Touchpad, digitale Steuerung
- Verknüpfen Sie zwei aufeinanderfolgende Programme (nur Kühlmodell)
- Benutzerdefinierte Blöcke sind auf Anfrage erhältlich



Metallblockthermostat im Personalformat, auch gekühlt.



Technische Daten:

Temp. Bereich: RT +5 bis 100 ° C
 RT -25 ° C bis 100 ° C (gekühlte Version)
 Temp. Genauigkeit: +/- 0,5 ° C
 Temp. Inkremente: 0,1 ° C
 Temp. Einheitlichkeit: +/- 0,2 ° C
 Rampenzeit: 20 ° bis 100 ° C <20 min.
 Rampenzeit: 20 ° bis 0 ° C <25 min. (gekühlte Vers.)
 Maße: (B x T x H) 10,5 x 15 x 11,5 cm
 11 x 16,2 x 14cm (gekühlte Version)
 Gewicht: 1kg
 Anschluss: 100 bis 240V, 50-60Hz, 50W
 Garantie: 2 Jahre

Die myBlock™ Mini Metallblockthermostaten gibt es mit zwei Temperaturbereichen

- RT + 5°C bis 100°C
- RT - 25°C bis 100°C (gekühlte Version)

Mit seiner kompakten Bauweise, dem breiten Temperaturbereich und den zahlreichen Blockoptionen ist der myBlock Mini das perfekte Werkzeug für Laborinkubationen. Die einfache Touch-Pad-Steuerung und ein digitales Display sorgen für Temperatur-einstellung und -genauigkeit.

Der optionale 12-V-Adapter eignet sich perfekt für den Einsatz in der Praxis, erweitert den Einsatz des myBlock Mini jedoch auch im Feldeinsatz. Mit einer Breite von weniger als 11 cm ist myBlock Mini wirklich ein persönlicher Blockinkubator.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	myBlock™ Mini Metallblockthermostaten	170123	235,00 €/St.
1 Stück	myBlock™ Mini Metallblockthermostaten, gekühlt	170223	676,00 €/St.
1 Stück	Metallblock für 40 x 0,2 ml PCR-Tubes	170221	89,17 €/St.
1 Stück	Metallblock für 24 x 0,5 ml konische Reaktionsgefäße	170672	89,17 €/St.
1 Stück	Metallblock für 15 x 1,5 ml konische Reaktionsgefäße	170124	89,17 €/St.
1 Stück	Metallblock für 15 x 2,0 ml Reaktionsgefäße mit Rundboden	170125	89,17 €/St.
1 Stück	Metallblock für 6 x 5,0 ml konische Reaktionsgefäße	170673	112,13 €/St.
1 Stück	Metallblock für 4 x 15 ml konische Zentrifugenröhrchen	170224	112,13 €/St.
1 Stück	Metallblock für 2 x 50 ml konische Zentrifugenröhrchen	170225	112,13 €/St.

Und noch viele weitere Blöcke lieferbar!!! Sprechen Sie uns bitte an.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2018

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
 Biberstraße 32
 89537 Giengen an der Brenz
 Tel.: 07322-91 11 329
 Mail: info@jojo-ls.de
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: