

Vornado™

- Leistungsstarkes Vortexen für Rörchen bis 50ml
- Inst-Touch™ druckaktivierter Betrieb
- "Mini Sized", weniger als 10 cm breit
- Erhältlich in fünf Farbkonfigurationen



Vornado™



Kraftpaket ist das beste Wort, um diesen Mini-Vortexer zu beschreiben. Mit einem 4 mm Orbit und einer festen Geschwindigkeit von 2800 U/min bietet der Vornado™ auch in größten Probengefäßen bis hin zu vollen 50 ml Tubes eine schnelle und effektive Verwirbelung der Substanzen. Bis hin zum schnellen Auflösen von Zentrifugationspellets. Trotz seines kraftvollen Motors hat der Vornado™ eine Standfläche von weniger als 10 x 10 cm. Damit sorgt er dafür, dass Ihr Laborarbeitsplatz nicht noch mehr überfüllt wird.

Technische Daten

- Schüttelfrequenz: Fix 2.800 U/min
- Orbit: 4 mm
- Motorsteuerung: Insta-Touch
- Arbeitstemperaturbereich: +4°C bis +65°C
- Maße: 9,4 x 9,9 x 6,6 cm
- Gewicht: 0,4 kg
- Anschluss: 100-240V, 50-60 Hz, 70W
- Garantie: 2 Jahre

Insta-Touch-Betrieb bedeutet, dass der Motor automatisch mit leichten Druck auf den mittleren Becherkopf aktiviert wird. Die Bedienung ist sanft, leise und effizient. Wenn der Druck wieder entfernt wird, stoppt der Vornado™ sofort.

Das einzigartige Kopfdesign des Vornado™ sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors. Das Gerät ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	Vornado™ Vortexer mit Insta-Touch-Funktion, 230 V, blau	170102	182,00 €/St.
1 Stück	Vornado™ Vortexer mit Insta-Touch-Funktion, 230 V, grün	170104	182,00 €/St.
1 Stück	Vornado™ Vortexer mit Insta-Touch-Funktion, 230 V, lila	170105	182,00 €/St.
1 Stück	Vornado™ Vortexer mit Insta-Touch-Funktion, 230 V, rot	170106	182,00 €/St.
1 Stück	Vornado™ Vortexer mit Insta-Touch-Funktion, 230 V, grau	170103	182,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2018

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
 Biberstraße 32
 89537 Giengen an der Brenz
 Tel.: 07322-91 11 329
 Mail: info@jojo-ls.de
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: