


Gültig vom 07.02. - 06.03.2019



runSafe

BlueLight System

runSafe - Eine neue gebrauchsfertige, sichere und empfindliche Alternative zu Ethidiumbromid und anderen DNA-Färbungen.

RunSAFE ist ein nicht-mutagenes Fluoreszenzreagenz, das eine sofortige Visualisierung von DNA-Banden auf Blaulicht oder UV-Beleuchtung von Agarosegelen ermöglicht. CSL-runSAFE wird in einem 6X DNA Loading Buffer geliefert und dient zur Herstellung von DNA-Markern und Proben für die Beladung mit Agarose oder Polyacrylamid-Gele. Es ist der empfindlichste verfügbare Farbstoff zum Nachweis der doppelsträngigen DNA (dsDNA). Es enthält drei Tracking-Farbstoffe (Bromphenolblau, Xylencyanol FF und Orange G) zur visuellen Verfolgung der DNA-Migration während des Elektrophorese Prozesses. Es ist ideal für die Arbeitsumgebung, die eine sichere, ungefährliche Alternative zu Ethidiumbromid erfordert.

Lagerung Bei 4°C bis zu 12 Monaten lagern. Länger bei -20°C lagern. runSAFE Dye ist lichtempfindlich und sollte lichtgeschützt gelagert werden.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	runSAFE-Färbung, 1ml, Bromphenolblau, Xylencyanol FF, Orange G, 50bp - 20Kb	170807	39,00 €/St.
1 Stück	runSAFE-PLUS500 Färbung, 1ml, Bromphenolblau, Xylencyanolblau, >500bp	170808	39,00 €/St.
1 Stück	runSAFE-2000, 1ml, Xylen Cyanol Blau, Orange G, 500-2000bp	170809	39,00 €/St.
1 Stück	runSAFE-500, 1ml, Orange G, <500bp	170810	39,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 07.02. - 06.03.2019

Gültig vom 24.01.2019 - 20.02.2019



JoJo LABELer™ Labordrucker

ab 105,00 €*

Der JoJo LABELer™ Labordrucker kombiniert den Komfort eines Laborstiftes mit den Vorteilen eines großen Desktop-Druckers. Geben Sie einfach die gewünschte Kopie mit der Funktionstaste 50+ ein und drücken Sie die Drucktaste ... Innerhalb von Sekunden kann Ihr Etikett durch Drücken des Schneidhebels ausgeschnitten werden und ist dann einsatzbereit.

Mit mehr als 15 verfügbaren Größen, Farben und Materialkombinationen ist der JoJo LABELer ideal für die Etikettenidentifikation jedes Laborgefäßes für nahezu jede Laboranwendung.

Standard-Etikettenbänder können autoklaviert, gekocht oder sogar bei Temperaturen bis zu -50 ° C eingefroren werden. Spezielle Ultra-Low-Etikettenbänder sind auch für die Lagerung in -80° C Umgebungen oder für Flüssigstickstoffanwendungen einsetzbar.

- Leichte Bedienung, leichtes Handgerät
- Verschiedene Etikettenbänder für viele Tube-Größen
- Eingebauter Cutter - keine Schere nötig
- Druckt eine Vielzahl von Barcodes
- "Ultra-Low" Etiketten für den Ultratiefkühlbereich bis -80°C und die Lagerung in Flüssigstickstoff

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	JoJo LABELer™ Labordrucker OHNE Netzteil, für Batteriebetrieb	170674	105,00 €/St.
1 Stück	JoJo LABELer™ Labordrucker inklusive Netzteil, 230 V	170675	139,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 24.01.2018 - 20.02.2019