

Benchmark digitale Magnetrührer



- Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Keramische Arbeitsfläche, 16,5 x 16,5 cm
- Sicherheits-LED zeigt heiße Oberfläche an
- Kontrollieren Sie die Temperatur (mit optionalem Temperaturfühler)
- Drei Modelle: Magnetrührer, Heizplatte, Magnetrührer mit Heizung

Heizplatte, Magnetrührer, Magnetrührer beheizt



Benchmark-Digitale-Magnetrührer zeichnen sich durch eine besonders langlebige, chemikalienbeständige weiße Keramikarbeitsfläche aus. Ihr platzsparendes Design (18 x 26 cm Grundfläche) macht sie ideal für den Einsatz auf überfüllten Arbeitsflächen und in Innenräumen.

Fortschrittliche Mikroprozessorsteuerungen ermöglichen eine schnelle und präzise Einstellung von Geschwindigkeit und Temperatur. Das große, hintergrundbeleuchtete LCD-Display bietet eine konstante Visualisierung der Geschwindigkeit und Temperatur, während ein Sicherheits-LED anzeigt, wenn die obere Platte über 50 ° C erwärmt ist. Für Anwendungen, bei denen eine präzise Temperaturkontrolle erforderlich ist, steht optional ein Temperatursensor zur Verfügung. Wenn der Sensor angeschlossen ist, liefert er eine direkte Rückmeldung an den Mikroprozessor. Dadurch wird die ausgewählte Temperatur in der Probe innerhalb von +/- 0,5 ° C kontinuierlich angepasst und beibehalten.

Mit einer quadratischen 16,6 cm Arbeitsfläche sind alle drei Modelle kompatibel mit einer Vielzahl von gängigen Größen von Borosilikatglas-Bechern, Kolben, Flaschen und anderen Gefäßen. Ein optionaler Haltestab ist für die Montage von Thermometern, Temperaturfühlern, etc. erhältlich

Temperierbereich: RT +5°C bis 380 °C
 Geschwindigkeitsbereich: 200 bis 1500 U / min
 Plattform Abmessungen: 16,5 x 16,5 cm
 Arbeitstemperaturbereich +4°C bis + 65°C
 Maße: (B x T x H) 18 x 26 x 10,1 cm
 Gewicht: 2,2 kg
 Anschluss: 230V, 50-60Hz 500W
 Garantie: 2 Jahre



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	Digitaler Magnetrührer mit Heizplattenfunktion, 230 V	170110	359,00 €/St.
1 Stück	Digitale Heizplatte, 230 V	170215	258,00 €/St.
1 Stück	Digitaler Magnetrührer, 230 V	170216	258,00 €/St.
1 Stück	Haltestab	170401	45,04 €/St.
1 Set	Komplettset Haltestab mit Halteklemme	170402	76,76 €/Set
1 Stück	Externer Temperatursensor	170403	111,75 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2018

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
 Biberstraße 32
 89537 Giengen an der Brenz
 Tel.: 07322-91 11 329
 Mail: info@jojo-ls.de
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: