

CAPP Harmony

SEROLOGISCHE PIPETTEN

CAPP Harmony Pipetten werden aus transparentem Medical Grade Polystyrol hergestellt und durch Gamma-Bestrahlung sterilisiert. Jede Charge wird auf Endotoxine (C.5 EU/MI) (ISO T0993-11) und Zytotoxizität (ISO 10993-5) getestet und ist **garantiert** nicht-hämolytisch (ISO 10993-4). Ideal für den Einsatz in Gewebekultur-Anwendungen.

Merkmale:

- Diese Polystyrol-Pipetten sind für präzises und schnelles Dosieren ausgelegt, pyrogenfrei-frei und mit einem Baumwollstopfen für eine Vielzahl von Liquid Handling-Anwendungen
- Die scharfen, schwarzen, sehr gut lesbaren permanenten Graduierungen verhindern Mehrdeutigkeiten und garantieren präzises Ablesen und präzise Abgabe auf + 1-2%
- Pipetten werden einzeln in einer faserfreien, farbigen Papier-Kunststoff-Kombination verpackt, die leicht zu öffnen ist
- Jede Pipette ist mit einer wirksamen Filter- Barriere ausgestattet, um ein Überlaufen der Flüssigkeit in die Pipette zu verhindern
- Umgekehrte Graduierungen zeigen das entfernte oder verbleibende Volumen auf allen Pipetten an, die größer als 1 mL sind.
- Großzügige, negative Graduierungen bieten zusätzliches Pipettier-Volumen.
- Das einheitliche Mundstück passt für alle gängigen Pipettierer und ist für die einfache Identifizierung farblich codiert



Bestellinformation

Kat. Nr.	Beschreibung	Volumen	Packung	Farbe
SP-1-C	Serologische Pipette	1mL	500 Stck.	●
SP-2-C	Serologische Pipette	2mL	500 Stck.	●
SP-5-C	Serologische Pipette	5mL	200 Stck.	●
SP-10-C	Serologische Pipette	10mL	200 Stck.	●
SP-25-C	Serologische Pipette	25mL	150 Stck.	●
SP-50-C	Serologische Pipette	50mL	100 Stck.	●
SP-100-C	Serologische Pipette	100mL	50 Stck.	●

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
Biberstraße 32
89537 Giengen
Tel. 07322-9111329
Mail: info@jojo-ls.de
Web: www.jojo-ls.de