


Gültig vom 28.11.2019 - 01.01.2020

695,00 €*



JoJo VacuMax Absaugsystem 4 Ltr., inkl. Vakuumpumpe mit Vakuumregelung und Füllstandssensor

JoJo VacuMax Absaugsystem 4 Ltr., inkl. integrierte Vakuumpumpe mit Vakuumregulierung sowie Füllstandskontrolle der Auffangflasche. Geeignet für: Laborabfallverwertung und zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten in den Bereichen Zellkultur, DNA Extraktion, in Mikroplatten.

Technische Daten:

Gefäßkapazität: 4 Ltr.
Geschwindigkeit: Luftansaugung: 1 - 15 ml/S
Flüssigsansaugung: 1 - 17 ml/S
Vakuumbereich: 0 - 600 mbar
Autoklavierbar: Schlauch, Auffangflasche, Griff
Breite (aussen): 180 mm
Höhe (aussen): 450 mm
Länge (aussen): 240 mm
Stromversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Verpackungsgröße: 560 x 410 x 220 mm, 5 kg

Inklusive umfangreichem Zubehör:

Nadel Ø1,5 mm, 60 mm
Filter (Hydrophoc) 0,45 µm
PPCO Vakuumauffangflasche 4 Ltr.
8-Kanal Abwurfadapter für Pipettenspitzen (1)
8-Kanal Nadel Ø1,5 mm (2)
1-Kanal Abwurfadapter für Pipettenspitzen(3)
Nadel Ø2,5 mm, 60 mm (4)
lange Nadel Ø2,5 mm, 120 mm (5)
lange Nadel Ø1,5 mm, 120 mm (6)

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	JoJo VacuMax Absaugsystem 4 Ltr. inkl. Vakuumpumpe mit Vakuumregelung, Füllstandssensor und vielfältigem Zubehör	171018	695,00 €/St.


* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 28.11.2019 - 01.01.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de

Gültig vom 14.11.2019 - 11.12.2019



199,00 €*



Technische Daten:

Geschwindigkeit: Variabel 300 bis 1.800 U/min
 Orbit: 2 mm
 Arbeitstemperaturbereich: +5°C bis +40°C
 Kapazität: 1 MTP oder DWP
 Maße: 127 x 85 x 86 mm
 Gewicht: 1,36 kg
 Anschluß: 100-230 V, 50-60 Hz
 Garantie 2 Jahre



Capp Rondo Einzelplattenschüttler

Der CappRondo Mikroplattenschüttler ist die ideale Wahl. Die Grundfläche des CappRondo MTP-Schüttlers ist so klein wie die 96-Well-Platte selbst. Der Capp-MTP-Schüttler hat eine Orbitalbewegung und eine einstellbare Geschwindigkeit, die bis zu 1800 U/min reicht. Dank der im Lieferumfang enthaltenen austauschbaren Klemmen ist der CappRondo MTP-Schüttler universell einsetzbar für alle gängigen Mikro-Röhrchen und MTPs. Darüber hinaus sorgt der Capp Orbitalplattenschüttler für eine extrem einfache Plattenbeladung. Der Capp MTP-Schüttler bietet einen stabilen, leisen und langlebigen Betrieb. Darüber hinaus verfügt er über eine kompakte Plattform für 20 Mikro-Röhrchen mit 1,5 / 2mL.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	CappRondo MTP-Schüttler, 2 mm Orbit, 300 bis 1.800 U/min inkl. Tube-Halter	170882	199,00 €

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 14.11. - 11.12.2019

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de