

Gültig vom 03.10.2019 - 30.10.2019

2.599,00 €*



JoJo Genova Bio Life Science Spektrophotometer

Das Genova Bio ist ein einfaches, kostengünstiges, einfach zu bedienendes UV/visuelles Spektrophotometer, das speziell für Life-Science-Anwendungen entwickelt wurde. Der reaktionsschnelle Farb-Touchscreen und vorprogrammierte Methoden zur Messung von Nukleinsäurekonzentration und -reinheit, Proteinassays und Zelldichte machen dieses Spektrophotometer zur idealen Ergänzung für jedes Labor.

- Life Science Spektrophotometer
- Vorprogrammiert für die DNA-, RNA- und Proteinanalyse
- Kompatibel mit Ultramikro-, Halbmikro-, Mikro- und Makroküvetten
- Abtastdioden-Array-Technologie
- Farb-Touchscreen-Navigation
- Geringer Platzbedarf und geringes Gewicht (< 3kg)
- Schnelle Scan-Geschwindigkeit
- Sprachoptionen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch
- Mehrere USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckeranbindung
- 2 Jahre Garantie inklusive Xenonlampe



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	JoJo Genova Bio Life Science Spektrophotometer	171038	2.599,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 03.10.2018 - 30.10.2019

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de

Gültig vom 19.09. - 16.10.2019

ab 5.290,00 €*



CO2CELL 190 - CO₂ Inkubator

- Kammervolumen 190 Ltr.
- Hochtemperaturdekontamination 200/160°C
- Touchscreen-Anzeige und Steuerung (Komfort)
- LCD-Anzeige (Standard)
- Tiefgezogener Edelstahl-Innenraum
- Runde Ecken, glatte Innenwände
- Glasinnentür
- Beheizte Außentür
- Lüfter lose Direktbeheizung mit forcierter Konfektionsströmung über 6 beheizte Seiten
- Temperaturbereich: 5 °C über RT bis 50 °C
- Ungesteuerte Relativfeuchtigkeit durch große Verdunstungswanne: ≥ 95 % RH bei 37 °C
- CO₂-Konzentration: 0,2 bis 20 %
- CO₂-Messung mittels Infrarot-Sensor

Optionen:

- O₂-Regelung von 1 bis 19 % (Komfort)
- 8-fach geteilte Gasblende
- Feuchtigkeitssensor und Anzeige (Komfort)
- Stapelrahmen für 2 Geräte
- links angeschlagene Tür



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	CO ₂ -Inkubator CO2CELL 190 - Komfort, 190 Ltr., inkl. 200°C Hochtemperatur-Deko	171039	6.990,00 €/St.
1 Stück	CO ₂ -Inkubator CO2CELL 190 - Standard, 190 Ltr., inkl. 160°C Hochtemperatur-Deko	171040	5.290,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 19.09. - 16.10.2019