

High-Speed Mikroliterzentrifuge C2409 / C2409-RF

- Hohe Geschwindigkeit, 15.000 RPM, 21.400 xg
- Schnelle Beschleunigung- und Bremszeiten
- Leise und kompakt
- Fortschrittliches, vollfarbiges Display
- 24 Plätze aerosoldichter, 45° Aluminiumrotor
- Gekühlt oder ungekühlt verfügbar

NEU !!!



High-Speed Mikroliterzentrifuge C2409 / C2409-RF

Die neue Mikrozentrifugen der C2409 Serie bieten eine hohe Leistung von 21.400 xg sowie eine Vielzahl von nützlichen Funktionen. Mit modernster Elektronik, einem großen Vollfarbdisplay und eine fortschrittliche Deckelverriegelung bietet die Zentrifugen eine einfache und zuverlässige Lösung. **Sie sind die idealen Mikrozentrifugen für das moderne Life-Science-Labor!**

Der leistungsstarke, bürstenlose Motor beschleunigt den 24-Positionen-Rotor aus Vollaluminium schnell auf die maximale Drehzahl von 15.000 U/min. Der 45°-Rotor wird mit einem aerosoldichten Deckel für zusätzliche Sicherheit geliefert und nimmt 24 x 1,5/2,0 ml Tubes direkt auf. Kleinere Tubes (0,5 oder 0,2 ml) können mit Hilfe von Adaptern genutzt werden. Zusätzliche Möglichkeiten bieten die optionalen Rotoren für 12 x 5 ml Tubes oder 4 x 8ter-PCR-Streifen

Neben der unübertroffenen Geschwindigkeitsleistung bieten diese Mikrozentrifugen auch sehr kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten, einen flüsterleisen Betrieb und ein Luftstromsystem, um den Anstieg der Proben temperatur bei längeren Laufzeiten auch in der Ungekühlten Variante möglichst gering zu halten.

Die Bedienelemente sind einfach und intuitiv. Wählen Sie einfach den jeweils einzustellenden Parameter (Drehzahl, Zeit oder Temperatur) aus und stellen Sie mit dem ergonomisch platzierten Drehknopf schnell den gewünschten Wert ein. Dann drücken Sie einfach nur noch Start. Alle Werte werden auf dem Vollfarbdisplay angezeigt während des Laufs angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit stoppt der Rotor sanft aber dennoch schnell und entriegelt den Zentrifugendeckel (ungekühlte Version).

Technische Daten :	C2409	C2409-RF
Geschwindigkeitsbereich:	500 U/min~15.000 U/min	500 U/min~15.000 U/min
Max. RCF:	21.400 xg	21.400 xg
Beschleunigungszeit	14s	15s
Bremszeit	13s	15s
Max. Kapazität	24x1,5/2,0 ml	24x1.5/2.0 ml
Temperaturbereich:	ungekühlt	-10 bis 40°C
Abmessungen (BxTxH) cm	26,7 x 39,4 x 22,9	30 x 49,8 x 45
Gewicht kg:	11,8	28,1
Timer	1s-99 min,59 s, Short-spin	1 s-99 min,59 s, Short-spin
Elektrisch	230V, 200W	230V, 500W



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	C2409 Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge mit 24-Platz-Rotor, aerosoldicht	171065	2.423,00 €/St.
1 Stück	C2409-RF Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge, gekühlt mit 24-Platz-Rotor, aerosoldicht	171066	5.042,00 €/St.
1 Stück	4 x 8ter-PCR-Streifen Rotor	171068	584,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-91 11 329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: