

Gültig vom 09.07.2020 - 05.08.2020



ab 379,00 €\*

## Roto-Bot™ / Roto-Bot Mini™

Mit digitaler Drehzahlregelung und mehr als 10 Betriebsarten kann der RotoBot für eine Vielzahl von mischenden und vibrierenden Anwendungen genutzt werden. Die Geräte enthalten jeweils ein Sortiment von vertikalen Gefäßhaltern.

### Technische Daten:

- Geschwindigkeit: Variabel 1 bis 80 U/min
- Kapazität: 6 x 50 ml, 10 x 15 ml oder 60 x 1,5/2,0 ml (Roto-Bot Mini)
- 12 x 50 ml, 22 x 15 ml oder 84 x 1,5/2,0 ml (Roto-Bot)
- Arbeitstemperaturbereich: +2°C bis +70°C
- Timer: 1 Sec. bis 99 Stunden und 59 Min. / Dauerbetrieb
- Maße: 29 x 13,7 x 19,9 cm (Roto-Bot Mini)  
41 x 13,7 x 19,9 cm (Roto-Bot)
- Gewicht: 1,8 kg (Roto-Bot Mini)  
2,7 kg (Roto-Bot)
- Anschluss: 100 - 230 V, 50-60 Hz, 50 W

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	--	C1 C2	PP*	Key:
										Custom Mode	Platform Rocking Mode	

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 St.	Roto-Bot Mini komplett, inkl. Sortiment vertikaler Gefäßhalter	170624	379,00 €/St.
1 St.	Roto-Bot komplett, inkl. Sortiment vertikaler Gefäßhalter	170625	579,00 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 09.07.2020 bis 05.08.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de

Gültig vom 25.06.2020 - 22.07.2020

199,00 €\*



159,00 €\*

## Technische Daten:

Schüttelfrequenz: 200 bis 2.800 U/min,  
200 bis 4.200 U/min (Digital)  
Orbit: 4 mm  
Motorsteuerung: Touch oder Dauerbetrieb  
Arbeitstemperaturbereich: +5°C bis +40°C  
Maße: 205 x 136 x 138,5 mm  
Gewicht: 3,0 kg  
Anschluss: 240V, 50-60 Hz  
Garantie: 2 Jahre

## JoJo myLab® Vortex Mixer

## JoJo myLab® Vortex Mixer Digital

JoJo myLab® Vortex Mixer (digital) eignet sich zum Vortexen von Proben in einem oder mehreren Röhrchen im Labor. Mehrere optionale Aufsätze für Mikroröhrchen, Platten und Kolben sind ebenfalls erhältlich. Der Vortexer garantiert höchste Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Präzision und Sicherheit. Schüttelorbit 4 mm, Digitalmodell mit Drehzahlanzeige.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	JoJo myLab® Vortex Mixer, 2.800 RPM	170941	159,00 €/St.
1 Stück	JoJo myLab® Vortex Mixer Digital, 4.200 RPM	170942	199,00 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 25.06.2020 bis 22.07.2020