

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:  
2020-08

## Gentle Skin® compact +

Unser Latexhandschuh für den Medizin- und Industriebereich / Our latex glove for medical care and industry



### Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1221XSI	Extra-Small	min. 240	76 ± 3	05522453
1221SI	Small	min. 240	84 ± 3	05522447
1221MI	Medium	min. 240	94 ± 3	05522430
1221LI	Large	min. 240	105 ± 3	05522424
1221XLI	Extra-Large	min. 240	113 ± 3	05521198

Reißdehnung / Elongation at break (N)	AQL
Vor Alterung / Before aging min. 6	AQL 1,5
Nach Alterung / After aging min. 6	

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,08 ± 0,02
Handfläche / Palm	0,11 ± 0,02
Finger / Finger	0,12 ± 0,02

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes

### Allgemeine Informationen / General information

#### Produktbeschreibung / Product description

Latexuntersuchungshandschuh, naturweiß, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Latex examination glove, natural white, powderfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

#### Inhaltsstoffe / Ingredients

Naturkautschuklatex, ZDEC, ZDBC, Zinkoxid, Antioxidant, Sulfur, TiO<sub>2</sub>, Wachs. / Natural rubber latex, ZDEC, ZDBC, zinc oxide, antioxidante, sulphur, TiO<sub>2</sub>, wax.

Frei von: MBT und Thiuramen  
Free of: MBT and Thiurams

#### Verpackung / Packaging

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /  
100 pcs. per package; 10 packages per carton

#### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, Temperaturen unter 10 °C und über 30 °C vermeiden, vor Ultravioletter Strahlung, wie direkter Sonneneinstrahlung oder Oxidationsmittel schützen. /

5 years if stored properly: store in a cool and dry place, avoid temperatures below 10 °C and higher than 30 °C, protect against ultraviolet light sources such as sunlight and oxidizing agents.

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1/ Medical product of class I rule 1
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de). \*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de). \*This product contains natural rubber latex, which may cause allergies and / or anaphylactic reactions.