

## MiniMag™ Magnetrührer

- "Mini", weniger als 12 cm breit
- Geschwindigkeitssteuerung von 100 bis 1500 U/min.
- Mischt effektiv Volumen bis zu 1,5 l



**Klein in der Stellfläche, groß in der Leistung**



**Technische Daten**

Geschwindigkeit: 100 bis 1500 U/min  
 Plattform Größe: 8.5 x 8.5 cm  
 Arbeitstemperaturbereich: +4 bis +45°C  
 Magnetrührstäbchen maximal: 30mm  
 Maße: 12 x 12 x 3 cm  
 Gewicht: 0.2kg  
 Anschluss: 100 - 240V, 50-60Hz ,2W, . 0.2A  
 (5V DC Netzteil)  
 Garantie: 1 Jahr

Mit einer quadratischen Grundfläche von weniger als 12 cm ist der MiniMag™ der kompakteste Rührer von Benchmark Scientific. Trotz seiner geringen Abmessungen kann die quadratische Arbeitsfläche von 8,5 cm eine große Auswahl an Bechern, Kolben, Flaschen und anderen Laborgefäßen für Rührvolumina bis zu 1,5 Litern aufnehmen und effektiv rühren.

Die Rührgeschwindigkeit ist stufenlos von 100 bis 1500 U / min einstellbar. Bei temperaturempfindlichen Proben ist der MiniMag™ in Inkubatoren und Kühlschränken im Temperaturbereich von + 4°C bis + 45°C einsetzbar.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	MiniMag™ Magnetrührer, 12 x 12 cm, 1,5 Ltr. Rührvolumen, 230V		93,00 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2018

**JoJo Life Science UG** (haftungsbeschränkt)  
 Biberstraße 32  
 89537 Giengen an der Brenz  
 Tel.: 07322-91 11 329  
 Mail: info@jojo-ls.de  
 Web: www.jojo-ls.de

**Ihr Fachhandelspartner vor Ort:**