

Magnetrührer mit Heizung MSH-500D

NEW

500°C Heizleistung

Home of Innovations



Magnetrührer mit Heizung
Höchste Leistung - höchste Sicherheit - höchster Komfort!

Höchste Leistung - höchste Sicherheit - höchster Komfort

Der Name **witeg** ist heute in nahezu 100 Ländern der Erde ein Begriff für Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Der neue Magnetrührer mit Heizung entspricht den höchsten Anforderungen im Labor:



Höchste Leistung

- Rührvermögen bis zu 20 l, Temperatur bis 500°C, Rührgeschwindigkeit bis 1.500 rpm
- Schutz vor Korrosion aufgrund des intelligenten Designs
- hochwertige Vollkeramikplatte, beständig gegen hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien
- starker aber leiser Motor, langlebig und zuverlässig
- präzise Temperatur mittels digitaler Feedback-Regulierung

Höchster Komfort

- intuitive und sehr einfache Bedienung der Steuerelemente
- digitaler Bildschirm mit Beleuchtung für einfache Einstellung
- pflegeleichte Vollkeramikplatte



Höchste Sicherheit

- „Vorsicht heiß“-Anzeige für Temperaturen über 50°C
- hochwertige Isolierung, um Verbrennungen und Hitzeschäden am Gerät zu vermeiden
- zwei interne Sensoren, die unabhängig voneinander die Temperatur präzise regulieren und vor Überhitzung schützen



500°C Heizleistung

Korrosionsschutz

Die **geschlossene Bauweise** und das **intelligente Ableiten** von verschütteten Medien bieten **Schutz vor interner Korrosion** und **verlängern die Lebensdauer** des Gerätes.

Oberfläche

Die **Vollkeramikplatte** von höchster Qualität erlaubt eine Temperatur **bis zu 500°C**, ist beständig gegen **aggressive Chemikalien** und **einfach zu reinigen**.

Gehäuse

Das **hochwertige Druckgussgehäuse** mit **umfangreicher Isolierung** stellt in erster Linie den **Schutz vor Verbrennungen** sicher. Durch die **minimale Hitzeabgabe** von der Platte auf das Innere wird außerdem die **Lebensdauer des Gerätes erhöht**.

Temperatur-Kontrolle

Zwei interne Sensoren regulieren unabhängig voneinander mit **sehr hoher Genauigkeit** die Temperatur und **schützen vor Fehlfunktion oder Überhitzung**.



Zubehör

Der **externe Temperaturfühler** ermöglicht eine **präzise Temperaturregulierung** über das **digitale Feedback-System**.

Motor

Der **bürstenlose Motor** sorgt für **starkes und präzises Rühren**, **minimalen Geräuschpegel** und **lange Lebensdauer**. Der leistungsstarke Magnet rührt ohne Probleme **bis zu 20l Wasser**.

Sicherheit

Die „**Vorsicht heiß**“-Anzeige leuchtet wenn die Platte eine Temperatur von über **50°C** hat.

Bedienung

Die neuen Bedienelemente - **Drehknopf „turn & push“** sowie **Touch-Button** sind für eine **intuitive, einfache und direkte Bedienung** konzipiert.

Magnetrührer mit Heizung MSH-500D

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- höchste Qualität bei sehr wettbewerbsfähigem Preisniveau
- leistungsstark: bis zu 20 l Rührvermögen, 500°C, 1.500 rpm
- Schutz vor Verbrennungen: höchste Sicherheit für den Benutzer
- zweifacher Schutz vor Korrosion
- präzise Temperaturregulierung durch digitale Feedback-Steuerung
- benutzerfreundliches Design für höchsten Komfort
- hochwertige Materialien und robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer
- CE Zertifizierung
- 24 Monate Garantie

Bestellinformation



MSH-500D Set

Gerät	Bestellnummer
Magnetrührer mit Heizung MSH-500D	DH.WMH05020
Magnetrührer mit Heizung MSH-500D Set	DH.WMH04020
inklusive:	
▪ Temperaturfühler	
▪ Haltestab	
▪ Klammer und Halterung für Messfühler	

Ebenfalls erhältlich:

Gerät	Bestellnummer
Magnetrührer MS-500D	DH.WMS04022
Heizplatte HP-500D	DH.WHP05020
Heizplatte HP-500D Set	DH.WHP04020
inklusive:	
▪ Temperaturfühler	
▪ Haltestab	
▪ Klammer und Halterung für Messfühler	



MS-500D