

Frühjahrsangebot




JoJo Life Science

Extraktions-System jetzt ab 2.999,00 €*



Komplette Aufreinigung ab 2,18 €* / St.

[Operation procedures]



*Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 30.06.2021, zuzüglich Versandpauschale, Lieferung ab Nettoauftragswert von 500 € kostenlos frei Haus

www.jojo-ls.de



Automatischer Nukleinsäure-Extraktor NAC12 (12 Kanäle) NAC32 (32 Kanäle)

Die automatische Nukleinsäure-Extraktoren verwendet die neueste Technik der Magnetstab-Adsorption und Transfermethode für die Nukleinsäure-Reinigung. Nach der Aufreinigung dekontaminieren sich die Geräte.

NAC12: Unter Verwendung von 8er Deep-Well-Streifen in Kombination mit verschiedenen Arten von Nukleinsäureextraktionsreagenzien auf Magnetbead-Basis kann er **1-12 Proben gleichzeitig** verarbeiten und Nukleinsäure aus verschiedenen Proben wie Blut, Zellen, Gewebe und Viren automatisch extrahieren und reinigen. Mit seinen verschiedenen voreingestellten Schnellstartprogrammen ist der Extraktor in der Lage, jedes geschäftige Labor mit hochstabilen und effizienten automatisierten Nukleinsäure-Reinigungslösungen zu versorgen.
Dauer ca. 30 Min.

NAC32: Unter Verwendung von 96 Deep-Well-Kulturplatten in Kombination mit verschiedenen Arten von Nukleinsäureextraktionsreagenzien auf Magnetbead-Basis kann er **8-32 Proben gleichzeitig** verarbeiten und Nukleinsäure aus verschiedenen Proben wie Blut, Zellen, Gewebe und Viren automatisch extrahieren und reinigen. Mit seinen verschiedenen voreingestellten Schnellstartprogrammen ist der Extraktor in der Lage, jedes geschäftige Labor mit hochstabilen und effizienten automatisierten Nukleinsäure-Reinigungslösungen zu versorgen.
Dauer ca. 30 Min.



Die Aufreinigungskits: Dieses Kit verwendet ein einzigartiges Puffersystem, das magnetische Beads auf Siliziumdioxidbasis verwendet, um DNA/RNA speziell für die DNA/RNA-Extraktion und -Aufreinigung zu absorbieren und freizusetzen. Er kann qualitativ hochwertige pathogene mikrobielle Genome DNA/RNA aus Serum, Plasma, Zellkulturen, Urin, Tupfern oder verschiedenen Viruskonservierungsflüssigkeiten extrahieren und reinigen sowie Proteine und andere organische Verbindungen aus Zellen weitestgehend entfernen. Die mit diesem Kit extrahierte Virus-DNA/RNA ist für verschiedene allgemeine Verfahren anwendbar, wie z.B. PCR, RT-PCR, qPCR, qRT-PCR und andere Experimente.

NAC12-Kit für 50 Aufreinigungen im NAC12 System, NAC32-Kit für 64 Aufreinigungen im NAC32 System.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	Automatischer Nukleinsäure-Extraktor NAC12	171781	2.999,00 €/St.
1 VE	NAC12-Kit, 50 Aufreinigungen im NAC12 System	171783	123,00 €/VE
1 Stück	Automatischer Nukleinsäure-Extraktor NAC32	171782	3.499,00 €/St.
1 VE	NAC32-Kit, 64 Aufreinigungen im NAC32 System	171784	139,00 €/VE

*Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 30.06.2020, zuzüglich Versandpauschale, Lieferung ab Nettoauftragswert von 500 € kostenlos frei Haus

Ihr Fachhandelspartner vor Ort:

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-9111329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

