

- Ozonfreie, UVC-Dekontaminierung mit hoher Dichte, 20 W, 254 nm
- Langlebige UVC-Lampen (10.000 h durchschnittlich)
- Automatischer UV-Lampenschalter, wenn die Frontscheibe geöffnet wird
- Niedriger Geräuschpegel, niedriger Energieverbrauch





Technische Daten:

Maße (B x T x H) 700 x 600 x 700 mm
 Gewicht: 32 kg
 Äußere Struktur: Polycarbonat, Dicke 8 mm
 Arbeitsplatte: aus Edelstahl Aisi 304
 UVC-Lampe: 20W, UVC 254nm
 Weißlichtlampe: Neon-Fluoreszenz-Kaltlicht 20W
 Timer: D12/1 programmierbar bis zu 24 Stunden
 Spannungsversorgung: 230V 50/60Hz
 Sicherheit: Öffnen der Frontscheibe mit Unterbrechung der UVC-Strahlung

Die JoJo eco PCR Werkbank wurde speziell entwickelt, um eine sterile und kontrollierte Umgebung frei von DNA in Aerosolen für die Handhabung von kreuzkontaminationsempfindlichen Proben zu schaffen. Die UV-Beleuchtung bietet Schutz vor Kontaminierung. Das Modell ist ein Tischgerät, hergestellt mit einem Metallrahmen, Wänden aus 8 mm Dickem Polycarbonat und einer Arbeitsfläche aus Edelstahl.

Die JoJo eco PCR Werkbänke sind mit einer leistungsstarken und langlebigen 20 W UVC-Lampe (254 nm) ausgestattet, die auf der oberen Seite installiert ist. Die UVC-Strahlung der Lampen desinfiziert den Arbeitsbereich, indem die DNA-/RNA-Fragmente während der 15- bis 30-minütigen Exposition deaktiviert werden.

Der eingebaute Timer ermöglicht es dem Bediener, die Betriebszeit der UVC-Lampe zu wählen, so dass er sich nicht um das Ausschalten kümmern muss. Nach dem Zurücksetzen schaltet der Timer die UVC-Lampe automatisch aus.

Im Inneren der Haube befindet sich eine 20 W Neon-Leuchtstofflampe mit Kaltlicht, die die Sicht im Inneren der Haube erleichtert.

Die 3-teilige Frontscheibe kann gekippt werden, um alle Handhabungsvorgänge zu erleichtern.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo eco PCR Werkbank, Allg. Maße (BxHxT, mm) 700 x 600 x 600, UVC-Lampe 254 nm	171192	2.299,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2021

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
 Biberstraße 32
 89537 Giengen an der Brenz
 Tel.: 07322-91 11 329
 Mail: info@jojo-ls.de
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: