

Gültig vom 16.09. - 13.10.2021



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **höchste Qualität, hergestellt in Frankreich**
- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- höchste Genauigkeit und Präzision, unsere
- Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der ISO 8655-2
- besonders leicht im Gewicht und trotzdem robust
- perfektionierte Ergonomie für höchsten Komfort
- geringster Kraftaufwand beim Pipettieren notwendig, verringertes Risiko für eine Sehnen-scheidenentzündung
- interne Volumenarretierung für fehlerfreie Ergebnisse
- innovatives Spitzenabwurf-System, für Links- & Rechtshänder*
- festsitzender Spitzenabwurf aus Edelstahl
- Rekalibrierungsfunktion (Kalibrierungswerkzeug inklusive)
- 8 farbcodierte Modelle
- weiches Federsystem
- UV-beständig
- komplett autoklavierbar 20 Minuten bei 121°C (DIN EN ISO 285)
- Einzelzertifikat und Seriennummer
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen MessEV

Einkanalmikroliterpipetten Witopet ultra


Die Mikroliterpipette WITOPET premium zeichnet sich durch ergonomisches Design, optimales Gewicht und geringsten Kraftaufwand beim Pipettieren aus. Diese Besonderheiten machen auch lange Pipettierzyklen so angenehm wie möglich. Andere innovative Eigenschaften sind das Spitzenabwurf-System mit verstellbarem Abwurfknopf und die eingebaute Volumenarretierung. WITOPET premium ist eine Pipette von hervorragender Genauigkeit und Präzision. Unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der ISO 8655-2.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	JoJo WITOPETTE ultra Einkanal-Mikroliterpipette variabel, 0.2-2 µl	171445	115,00 €/St.
1 Stück	JoJo WITOPETTE ultra Einkanal-Mikroliterpipette variabel, 1-10 µl	171446	115,00 €/St.
1 Stück	JoJo WITOPETTE ultra Einkanal-Mikroliterpipette variabel, 2-20 µl	171447	115,00 €/St.
1 Stück	JoJo WITOPETTE ultra Einkanal-Mikroliterpipette variabel, 10-100 µl	171448	115,00 €/St.
1 Stück	JoJo WITOPETTE ultra Einkanal-Mikroliterpipette variabel, 20-200 µl	171449	115,00 €/St.
1 Stück	JoJo WITOPETTE ultra Einkanal-Mikroliterpipette variabel, 100-1.000 µl	171450	115,00 €/St.
1 Stück	JoJo WITOPETTE ultra Einkanal-Mikroliterpipette variabel, 500-5.000 µl	171451	115,00 €/St.
1 Stück	JoJo WITOPETTE ultra Einkanal-Mikroliterpipette variabel, 1.000-10.000 µl	171452	115,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 16.09. - 13.10.2021

Gültig vom 02.09. - 29.09.2021

6.781,00 €*



Nabi UV/Vis Nano Spectrophotometer für Nanoprobe UND Küvetten

Nabi- UV/Vis Nano Spektrophotometer ist ein Miniatur-Spektrophotometer, das Küvetten- und Mikrovolumenproben messen kann. Mit Hilfe der Spektrometertechnologie kann es sowohl einzelne Wellenlängen als auch Spektren präzise und komfortabel messen und analysieren. Es ist ein eigenständiges System mit 7,0" Touchscreen-LCD, und eine einfache Datensicherung über USB ist möglich.

- Küvetten- und Mikrovolumenprobe
- Messung einzelner Wellenlängen sowie Spektralanalysen mit Spektrometer-Technologie
- Großer Wellenlängenbereich von 190 - 1100 nm
- Einfaches und miniaturisiertes Design
- Eigenständiges System mit einfach zu bedienendem 7,0" LCD-Touchscreen
- Einfache Datensicherung über USB
- Modi: DNA/RNA, Protein, Bakterien, Zellen, Endpunkt, Kinetik, Spektrum



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	Nabi UV/Vis Nano Spectrophotometer, 230 V	172392	6.781,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Versandkosten, gültig vom 02.09. - 29.09.2021

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de