

- Kompatibel mit BlueTooth-Geräten wie Smartphone und Tablets
- Kostenlose App ermöglicht grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten
- Hunderte von vorinstallierten wissenschaftlichen Symbolen
- Etiketten in Weiß, klar, farbig und für Ultra Low Temperatur
- Druckt Barcodes, QR-Codes, Seriennummern und Chargen.



Get the [Label Pro App](#) to begin customizing your labels.




Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play





Der neue Lab Printer LinkLabel™ bietet ein neues Maß an Freiheit bei der Laborkennzeichnung. Die kostenlose, herunterladbare LabelPro™ App von MTC ermöglicht es Benutzern, ihre Etiketten endlos anzupassen und zu spezialisieren. Verwenden Sie die App, um Text, Schriftart, Positionierung, Größe und Etikettenlänge einfach zu ändern. Das LinkLabel kann auch Chargen, Seriennummern und eine Vielzahl von Barcodes drucken.

Mit 12 verfügbaren Etikettenkassetten endet die Anpassung nicht auf Ihrem Handy. Wählen Sie aus mehreren Bandfarben, einschließlich transparent. Es stehen drei Etikettenhöhen für unterschiedlich große Behälter zur Verfügung. 6 mm Klebebänder eignen sich hervorragend für Gewebekulturplatten, 12 mm Klebebänder sind ideal für Mikrotuben und die extra hohen 24 mm Klebebänder sind ideal für große Tuben und Flaschen. Spezielle "ultraniedrige" Etikettenbänder sind auch für die Lagerung in -80°C Umgebungen oder für Flüssigstickstoff erhältlich.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo LinkLabel™ BlueTooth fähiger Etikettierer	171123	257,07 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 6 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz	170676	18,42 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 6 mm, Farbe klar, Schriftfarbe schwarz	170677	33,63 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz	170678	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe klar, Schriftfarbe schwarz	170679	38,44 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe gelb, Schriftfarbe schwarz	170680	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe rot, Schriftfarbe weiß	170681	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe blau, Schriftfarbe weiß	170682	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe grün, Schriftfarbe weiß	170683	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 24 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz	170684	38,44 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 24 mm, Farbe klar, Schriftfarbe schwarz	170685	49,25 €/St.
1 Stück	Kassette mit 6 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz, ULT -80°C	170686	33,63 €/St.
1 Stück	Kassette mit 6 m Laboretikettenband 24 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz, ULT -80°C	170687	49,25 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)  
 Biberstraße 32  
 89537 Giengen an der Brenz  
 Tel.: 07322-91 11 329  
 Mail: info@jojo-ls.de  
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: