

- Mit QuickStand™ ausklappbarem Ständer
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Kabellos und wiederaufladbar
- 8 Stunden Dauerbetrieb
- Für Pipetten von 1 ml bis 100 ml





Der ProPette™ Pipettierhelfer ist sehr leicht (170g) und so konzipiert, dass er bequem in die rechte oder linke Hand passt. Das ergonomische Körperdesign vermittelt ein natürliches Gefühl beim Handling, die ausgewogene Gewichtsverteilung und die sehr leichtgängigen Bedienknöpfe für die Fingerspitzen ... alles zusammen ergeben ein komfortables und ergonomisches Pipettiererlebnis.

Eine langlebige wiederaufladbare Lithium-Batterie (umweltfreundlich) hält den Pipettierhelfer für 8 Stunden oder 2500 Pipettierungen bei einer einzigen zweistündigen Ladung in Betrieb. Die Easy-Fit-Pipettenaufnahme aus Silicon nimmt Pipetten von 1 ml bis 100 ml auf. Mit seinem leichten Gewicht, der fortschrittlichen Ergonomie, der stufenlosen elektronischen Geschwindigkeitsregulierung und der verlängerten Batterielebensdauer ist der ProPette™ Pipettierhelfer die logische Wahl für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten im Laboralltag.

Und jetzt beinhaltet der ProPette™ Pipettierhelfer den zum Patent angemeldeten Quickstand™. Dadurch kann das Gerät ohne Kontaminationsrisiko in der Reinraumwerkbank abgelegt werden.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	ProPette™ Pipettierhelfer mit QuickStand™ inkl. Netzteil, 230 V	170751	268,27 €/St.
1 Stück	Ersatzbatterie, Lithium, 3,7V, 750mAh	170756	29,03 €/St.
1 VE	Ersatzfilter, 0,45 um, Packung mit 5 Stück, VE = 5 Stück	170757	18,02 €/VE
1 Stück	Silikon Mundstückadapter für elektronische Pipettierhelfer	170758	25,23 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-91 11 329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: