


- Verlängerter Hals für die ergonomische Arbeitstechnik
- Perfekt für den Einsatz unter der Hood
- ermöglicht es dem Benutzer, den Ellenbogen auf der Arbeitsfläche abzustellen
- QuickStand™ Ausziehbarer Ständer für den Kickstand
- Akkulaufzeit von 8 Stunden
- Druckempfindliche Geschwindigkeitssteuerung





ProPette REACH™ bringt einen neuen Grad an Benutzerkomfort beim Pipettieren mit serologischen Pipetten. Der verlängerte Hals ermöglicht das Greifen, während der Ellenbogen des Benutzers auf der Tischplatte oder der Arbeitsfläche der Hood ruht. ProPette REACH™ eliminiert die Unannehmlichkeiten und die Ermüdung, die normalerweise mit dem Ansaugen und Dispensieren unter einer Hood verbunden sind. Es reduziert den für das Ansaugen und Dispensieren in Flaschen, Fläschchen und Schalen erforderlichen Armhub drastisch. Dadurch wird der Druck von Schulter, Ellenbogen und Handgelenk genommen und gleichzeitig das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastungen minimiert.

ProPette REACH™ enthält auch den patentierten QuickStand™, der sich standardmäßig in einer neutralen und abgelegenen Position befindet, aber nach hinten geklappt werden kann, um die Pipette in einem idealen Winkel zu halten, was während der Forschung als virtuelle "Pausentaste" fungiert.

Eine langlebige wiederaufladbare Lithium-Batterie (umweltfreundlich) hält den Pipettierhelfer für 8 Stunden oder 2500 Pipettierungen bei einer einzigen zweistündigen Ladung in Betrieb. Die Easy-Fit-Pipettenaufnahme aus Silicon nimmt Pipetten von 1 ml bis 100 ml auf.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	ProPette REACH™ Langhals Pipettierhelfer mit QuickStand™ inkl. Netzteil, 230 V	171376	369,87 €/St.
1 Stück	Ersatzbatterie, Lithium, 3,7V, 750mAh	170756	29,03 €/St.
1 VE	Ersatzfilter, 0,45 um, Packung mit 5 Stück, VE = 5 Stück	170757	18,02 €/VE
1 Stück	Silikon Mundstückadapter für elektronische Pipettierhelfer	170758	25,23 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
 Biberstraße 32
 89537 Giengen an der Brenz
 Tel.: 07322-91 11 329
 Mail: info@jojo-ls.de
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: