

- Leichte Bedienung, leichtes Handgerät
- Verschiedene Etikettenbänder für viele Tube-Größen
- Eingebauter Cutter - keine Schere nötig
- Druckt eine Vielzahl von Barcodes
- "Ultra-Low" Etiketten für den Ultratiefkühlbereich bis -80°C und die Lagerung in Flüssigstickstoff





Der JoJo LABELer™ Labordrucker kombiniert den Komfort eines Laborstiftes mit den Vorteilen eines großen Desktop-Druckers. Geben Sie einfach die gewünschte Kopie mit der Funktionstaste 50+ ein und drücken Sie die Drucktaste ... Innerhalb von Sekunden kann Ihr Etikett durch Drücken des Schneidhebels ausgeschnitten werden und ist dann einsatzbereit.

Mit mehr als 15 verfügbaren Größen, Farben und Materialkombinationen ist der JoJo LABELer ideal für die Etikettenidentifikation jedes Laborgefäßes für nahezu jede Laboranwendung.

Standard-Etikettenbänder können autoklaviert, gekocht oder sogar bei Temperaturen bis zu -50 ° C eingefroren werden.

Spezielle Ultra-Low-Etikettenbänder sind auch für die Lagerung in -80° C Umgebungen oder für Flüssigstickstoffanwendungen einsetzbar.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo LABELer™ Labordrucker inklusive Netzteil, 230 V	170674	203,60 €/St.
1 Stück	JoJo LABELer™ Labordrucker OHNE Netzteil, für Batteriebetrieb	170675	155,56 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 6 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz	170676	18,42 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 6 mm, Farbe klar, Schriftfarbe schwarz	170677	33,63 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz	170678	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe klar, Schriftfarbe schwarz	170679	38,44 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe gelb, Schriftfarbe schwarz	170680	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe rot, Schriftfarbe weiß	170681	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe blau, Schriftfarbe weiß	170682	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe grün Schriftfarbe weiß	170683	30,03 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 24 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz	170684	38,44 €/St.
1 Stück	Kassette mit 7,9 m Laboretikettenband 24 mm, Farbe klar Schriftfarbe schwarz	170685	49,25 €/St.
1 Stück	Kassette mit 6 m Laboretikettenband 12 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz, ULT -80°C	170686	33,63 €/St.
1 Stück	Kassette mit 6 m Laboretikettenband 24 mm, Farbe weiß, Schriftfarbe schwarz, ULT -80°C	170687	49,25 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)  
 Biberstraße 32  
 89537 Giengen an der Brenz  
 Tel.: 07322-91 11 329  
 Mail: info@jojo-ls.de  
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: