

MyFuge™ 12 Mini-Zentrifuge



- COMBI-Rotor für Tubes und 8ter-PCR-Streifen
- Doppelte Kapazität der meisten Mini-Zentrifugen (12 Tubes und 4 x 8ter-Streifen)
- Nahezu geräuschloser Betrieb
- Startet und stoppt mit Schließen / Öffnen des Deckels, maximal 5.500 U/min = 2.000 xg
- Schont wertvollen Platz auf dem Labortisch
- 14,3 x 20,6 cm Stellfläche

Tauschen Sie noch oder zentrifugieren Sie schon?



Im Gegensatz zu herkömmlichen Mini-Zentrifugen ist mit der neuen MyFuge™ 12 kein Wechsel der Rotoren erforderlich, wenn zwischen Mikrotubes und PCR-Streifen gewechselt wird. Der mitgelieferte, einzigartige COMBI-Rotor™ ist alles, was für den Betrieb von 12 Mikroröhrchen und / oder 4 PCR-Streifen benötigt wird.

Mit einer festen Geschwindigkeit von 5.500 U/min. (2.000 xg) ist diese Zentrifuge ideal für schnelles Abzentrifugieren. Schließen Sie einfach den Deckel und das Gerät läuft schnell auf die Maximalgeschwindigkeit. Öffnen Sie den Deckel um die Proben zu entnehmen und der Rotor bremst schnell ab.

Mit nur 14,6 Breite und weniger als 10,8 cm Höhe ist die MyFuge 12 wirklich eine persönliche Mikrozentrifuge mit unübertroffener Kapazität und Flexibilität.

Technische Daten

Geschwindigkeit: 5.500 U/min / 2.000 xg

Kapazität: 12 x 1,5/2,0 ml Tubes und 32 x 0,2 ml PCR Tubes oder 4 x 8er PCR-Streifen (0,2 ml)

Maße: 14.6 x 20.3 x 10.8 cm

Gewicht: 1,0 kg

Anschluss: 100 bis 240V, 50-60HZ, 250W

Garantie: 1 Jahr

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	MyFuge™ 12 Mini-Zentrifuge inklusive COMBI-Rotor, 230 V	170101	381,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
Biberstraße 32
89537 Giengen an der Brenz
Tel.: 07322-91 11 329
Mail: info@jojo-ls.de
Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: