

Analysenwaagen - Aktion

1. Zeit sparen

Schnelle Stabilisierung in 2 Sekunden

2. Platz sparen


Kompakte Abmessungen:
198 mm x 294 mm (B5)

3. Kosten sparen

Jetzt ab **855,-€** zzgl. Fracht und MwSt.

4 Jahre Garantie

- Robuste Konstruktion mit Vollmetallgehäuse
- Robuster Überlastschutz
- Interne Kalibrierung auf Knopfdruck
- Vollständig abnehmbarer, großer Windschutz
- Auto Power ON / OFF-Funktion
- Geringer Platzbedarf durch B5-Fußabdruck
- LCD-Backlite-Display für leicht ablesbare Wäageergebnisse
- SCF - Statistikprogramm integriert
- Standard RS-232C
- Schneller, kompakter SHS Sensor - Reaktionszeit von etwa 2 Sekunden
- Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
- LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus Software (optional)
- Wiederaufladbarer NiMH-Akku (optional)



Herbstknaller - bis zu 40% gespart

Modell	Kapazität g	Ablesbarkeit mg	Kalibrierung	Wägeteller mm	Listenpreis	Jetzt
HR-100AZ	102	0,1	intern	Ø 90	1.285€	855€
HR-150AZ	152	0,1	intern	Ø 90	1.350€	899€
HR-250AZ	252	0,1	intern	Ø 90	1.623€	979€