


- **Universal - Passend für alle gängigen Pipetten**
- **5mm Acryl - 40% dickeres Material, wie die meisten Acryl-Pipettenständer**
- **Rutschfeste Gummifüße für einen sicheren Stand**
- **Mehrkanal- "Fenster" -Slots**





SureStand™ -Fensterschlitze sind die ersten ihrer Art, die es dem Benutzer ermöglichen, Einkanal- oder Mehrkanalpipetten einfach und bequem zu lagern

SureStand™ Pipettenständer sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, Mehrkanalpipetten unterzubringen, ohne die Stabilität eines herkömmlichen Acrylregals zu beeinträchtigen. Die zum Patent angemeldeten "Fenster" erlauben es dem Benutzer, den Mehrkanal-Kopf lange durch das Gestell zu führen, während der Körper der Pipette durch Befestigen der Pipette an zwei Punkten stabil gehalten wird; unter dem Fingerhaken und nahe der Unterseite des Griffs.

SureStand ist in 3 Versionen verfügbar; ein Rack mit 3 Plätzen, das ein Mehrkanalpipette lagern kann, ein Rack mit 5 Plätzen, das zwei Mehrkanalpipetten lagern kann, und ein Rack mit 6 Plätzen, das vier Mehrkanalpipetten lagern kann. Jeder SureStand ist außerdem mit vier rutschfesten Gummifüßen für zusätzliche Stabilität ausgestattet. SureStand™ ist garantiert das stabilste und vielseitigste Pipettengestell in Ihrem Labor.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	SureStand™ Pipettenständer für 3 Pipetten, davon 1 Mehrkanalpipette	171185	46,05 €/St.
1 Stück	SureStand™ Pipettenständer für 5 Pipetten, davon 2 Mehrkanalpipette	171186	58,06 €/St.
1 Stück	SureStand™ Pipettenständer für 6 Pipetten, davon 4 Mehrkanalpipette	171187	70,07 €/St.
1 Stück	SureStand™ Pipettenständer für 8 Pipetten, davon 6 Mehrkanalpipette	171188	78,08 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2020

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
Biberstraße 32
89537 Giengen an der Brenz
Tel.: 07322-91 11 329
Mail: info@jojo-ls.de
Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: