

- Griffige und leichte Pyramidendunkelkammer aus rostfreiem Stahl mit einer Grundfläche von 32x24cm mit seitlichem Knauf, um die Handhabung und das Verschieben zu erleichtern.
- Kleine Fronttür zur Erleichterung der Gel-Einführung.
- Rutschfeste Gummidichtung unter der Dunkelkammer
- 20-Megapixel Digitalkamera
- Kameraadapter mit Filter
- Inklusive externen WiFi 11 Zoll, Android 11.0, 128GB Tablet

**20.0**  
MEGA  
PIXELS

**24mm**  
WIDE

**45x**



Wi-Fi / NFC



Wi-Fi Button



## Kamera Connect App

Verbinde die Kamera über WLAN mit einem iOS und Android Mobilgeräte und erstelle die Gel-Bilder von diesem Mobilgerät aus.

Betrachte die Livebildansicht auf dem Display des Mobilgeräts, während viele der Kameraeinstellungen angepasst werden können.

So können z.B. Langzeitbelichtungen im Bulb-Modus einfach mit der App ausgelöst werden.

JoJo Gel-Doc-Box Advanced ist ein benutzerfreundliches digitales System mit hoher Auflösung für die Gel-Dokumentation. Mit einer Auflösung von bis zu 20 Megapixeln sind die aufgenommenen Bilder von hervorragender Qualität und sehr klar. Es ist ein "stand-alone" System, die Verwendung eines PCs ist nicht erforderlich und alle Funktionen werden von der praktischen und leistungsstarken Kamera verwaltet, dank einer einfachen Schnittstelle und dem kleinen TFT LCD Display. Die JoJo Gel-Doc-Box Advanced ist mit einem externen WiFi 11 Zoll, Android 11.0, 128GB Tablet ausgestattet, das es erlaubt, das Bild vor und nach der Aufnahme zu betrachten, zu speichern und die Kamera vom Tablet aus zu steuern. Ökonomisches und kompaktes System, aber mit starker Leistung.

## Technische Daten:

Kamera:

Typ 1/2,3-Zoll-Typ CCD Sensor mit DIGI4+ Prozessor

Objektiv: Brennweite 4,3 – 193,5 mm

effektive Pixel 20,5 Megapixel

Max. Blende 1:3,5 - 6,8

Verschlusszeit 15 - 1/4000S. (gesamter Bereich)

45fach optischer Zoom mit Ultra-Weitwinkel

Hi-Speed USB (Mini-B kompatibel)

Audio-/Videoausgang (PAL / NTSC)

WLAN (IEEE802.11 b/g/n), (nur 2,4 GHz), mit

Dynamic NFC-Unterstützung

Monitor: 7,5 cm (3,0 Zoll) TFT,

ca.230.000 Bildpunkte



Das Photo-Gel System ist für alle Arten von Gelen geeignet und kann mit allen im Handel erhältlichen Transilluminatoren verwendet werden.



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo Gel Doc Box Advanced - Gel Documentation, inkl. 20 MP Digitalkamera	170818	2.149,00 €/St.
1 Stück	JoJo-UV-Transilluminator, Betrachtungsfläche 15x15 cm, Wellenlänge: 312 nm	172659	1.066,00 €/St.
1 Stück	JoJo-UV-Transilluminator, Betrachtungsfläche 15x15 cm, Wellenlänge: 254 nm	172660	1.066,00 €/St.
1 Stück	JoJo-UV-Transilluminator, Betrachtungsfläche 15x15 cm, Wellenlänge: 365 nm	172661	1.066,00 €/St.
1 Stück	JoJo-UV-Transilluminator, Betrachtungsfläche 20x20 cm, Wellenlänge: 312 nm	172662	1.200,00 €/St.
1 Stück	JoJo-UV-Transilluminator, Betrachtungsfläche 20x20 cm, Wellenlänge: 254 nm	171663	1.200,00 €/St.
1 Stück	JoJo-UV-Transilluminator, Betrachtungsfläche 20x20 cm, Wellenlänge: 365 nm	171664	1.200,00 €/St.
1 Stück	JoJo Blue Vision 200A, 17x13cm Betrachtungsbereich, inkl. orangenem Filterabdeckung	171499	639,00 €/St.
1 Stück	SmartBlue Sichtschutzbrillen, orange	170222	49,00 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2022

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-91 11 329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: