

Gültig vom 16.06. - 13.07.2022

**Sofort ab Lager lieferbar**

ab 32,50 €/VE\*



## NEST - Kryo-Röhrchen

- Runder Boden, selbststehend
- Autoklavierbar
- Klare Graduierung und weißer Markierungsbereich
- Sterilisiert durch E-Beam
- Nicht-pyrogen
- DNase/RNase frei
- Empfohlen für die Lagerung in der Stickstoff - Gasphase

### Kappe mit Außengewinde

Spezielle Schraubkappe ohne Silikonring, um das Kontaminationsrisiko zu verringern.

### Kappe mit Innengewinde

Spezielle Schraubkappe mit O-Ring aus Silikon, um die Abdichtung unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 VE	Kryoröhrchen, Innengewinde, 0,5 ml, 500 St.	171685	59,70 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Innengewinde, 1,2 ml, 500 St.	171686	63,50 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Innengewinde, 2,0 ml, 500 St.	171687	77,70 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Innengewinde, 3,0 ml, 250 St.	171688	38,20 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Innengewinde, 4,0 ml, 250 St.	171689	39,20 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Innengewinde, 5,0 ml, 250 St.	171690	55,00 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Außengewinde, 0,5 ml, 500 St.	171679	55,00 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Außengewinde, 1,2 ml, 500 St.	171680	58,30 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Außengewinde, 2,0 ml, 500 St.	171681	71,70 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Außengewinde, 3,0 ml, 250 St.	171682	34,90 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Außengewinde, 4,0 ml, 250 St.	171683	32,50 €/VE
1 VE	Kryoröhrchen, Außengewinde, 5,0 ml, 250 St.	171684	50,70 €/VE


\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Lieferkosten innerhalb Deutschland in Höhe von 9,00 € netto, gültig vom 16.06. - 13.07.2022

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de

Gültig vom 16.06. - 13.07.2022

Sofort ab Lager lieferbar


ab 69,20 €/VE\*



## NEST - Erlenmeyer Kolben PETG mit Ventilkappe

Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PETG) und ist ideal für kulturelle Anwendungen in Schüttlern. Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden Kontaminationen.

- Ideal für Schüttlerkulturenanwendungen
- PETG-Flasche und HDPE-Verschluss
- Sterilisiert durch E-Strahl
- Pyrogenfrei
- In sterilen Beuteln verpackt
- Ventilkappen mit hydrophoben 0,22µm-Filtern für Gasaustausch ohne Kontamination.



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 VE	Erlenmeyerkolben, Filterkappe, 125 ml, VE=24 St.	171737	102,60 €/VE
1 VE	Erlenmeyerkolben, Filterkappe, 250 ml, VE=12 St.	171739	69,20 €/VE
1 VE	Erlenmeyerkolben, Filterkappe, 500 ml, VE=12 St.	171741	91,30 €/VE
1 VE	Erlenmeyerkolben, Filterkappe, 1000 ml, VE=6 St.	171743	71,40 €/VE
1 VE	Erlenmeyerkolben 2 Ltr., PC, Filterkappe, VE = 6 St.	171773	119,00 €/VE

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Lieferkosten innerhalb Deutschland in Höhe von 9,00 € netto, gültig vom 16.06. - 13.07.2022

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de