

## JoJo Revolvermischer mit Digitalanzeige und variabler Geschwindigkeit

- Kleine Stellfläche, "Plug and Play"-Betrieb
- Beinhaltet fünf verschiedene austauschbare Rotisseries
- Die Rotationsrichtung kann durch leichtes Berühren der Rotisserie geändert werden
- Der Paddelwinkel ist für verschiedene Mischzwecke einstellbar
- Hochwertiger, wartungsfreier Motor mit leisem Betrieb





Der Röhrenrevolver kann in einer Vielzahl von Laborbereichen eingesetzt werden, z. B. in der Molekularbiologie, Biochemie, Klinik und Histochemie. Die Rotisserie ist austauschbar, so dass das Gerät mit einer Vielzahl von Röhrengößen arbeitet. Die vier Rotisserie-Paddles können für eine Kombination verschiedener Röhren gemischt werden. Die Richtung jedes Paddels kann unabhängig voneinander von 0-90 Grad eingestellt werden.

Zusätzlich zur Geschwindigkeitseinstellung und der digitalen Anzeige kann der Tubenrevolver so programmiert werden, dass er in einem hin- und herschwingenden Modus arbeitet, der den Mischvorgang von Hand simuliert. Die Oszillation erfolgt alle 40 Grad der Rotation. Durch die Kombination von Rotation und Oszillation wird die Flüssigkeit effektiver gemischt.

### Technische Daten:

Rotationsgeschwindigkeit: 10~40rpm

Kapazität: 84x0.5ml Röhren, 60x1.5ml/2.0ml Röhren, 28x5ml/7ml Röhren, 24x10ml Röhren, 6x50ml Röhren

### Standard-Konfiguration:

Rotisserie-Paddles für 10ml/15ml Röhren 2pcs  
 Rotisserie-Paddles für 5ml/7ml Röhren 2 Stück  
 Rotisserie-Paddles für 1.5ml/2ml Röhren 2Stk.  
 Rotisserie-Paddles für 0.5ml/0.8ml Röhren 2St.  
 Rotisserie-Paddles für 50ml-Röhren 1 Stk.

Temperatur-Einsatzbereich: 4°C bis 60°C

Äußere Abmessungen: 260(b)x148(t)x195mm(h)

Leistung: 10W

Stromversorgung: AC100V~240V 50Hz/60Hz

Gewicht: 1kg



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo Revolvermischer mit Digitalanzeige und variabler Geschwindigkeit	172486	292,00 €/St.

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2022

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-91 11 329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: