

Gültig vom 11.08. - 07.09.2022



JoJo eco PCR Werkbank

Die JoJo eco PCR Werkbank wurde speziell entwickelt, um eine sterile und kontrollierte Umgebung frei von DNA in Aerosolen für die Handhabung von kreuzkontaminationsempfindlichen Proben zu schaffen. Die UV-Beleuchtung bietet Schutz vor Kontaminierung. Das Modell ist ein Tischgerät, hergestellt mit einem Edelstahlrahmen, Wänden aus 8 mm Dickem Polycarbonat und einer Arbeitsfläche aus Edelstahl.

Die JoJo eco PCR Werkbänke sind mit einer leistungsstarken und langlebigen 20 W UVC-Lampe (254 nm) ausgestattet, die auf der oberen Seite installiert ist. Die UVC-Strahlung der Lampen desinfiziert den Arbeitsbereich, indem die DNA-/RNA-Fragmente während der 15- bis 30-minütigen Exposition deaktiviert werden.

Der eingebaute Timer ermöglicht es dem Bediener, die Betriebszeit der UVC-Lampe zu wählen, so dass er sich nicht um das Ausschalten kümmern muss. Nach dem Zurücksetzen schaltet der Timer die UVC-Lampe automatisch aus. Im Inneren der Haube befindet sich eine 20 W Neon-Leuchtstofflampe mit Kaltlicht, die die Sicht im Inneren der Haube erleichtert.

Die 2-teilige Frontscheibe kann gekippt werden, um alle Handhabungsvorgänge zu erleichtern.

- Ozonfreie, UVC-Dekontaminierung mit hoher Dichte, 20 W, 254 nm
- Langlebige UVC-Lampen (10.000 h durchschnittlich)
- Automatischer UV-Lampenschalter, wenn die Frontscheibe geöffnet wird
- Niedriger Geräuschpegel und niedriger Energieverbrauch
- Edelstahltablar mit Kabeldurchführungen
!!! Kein Kabelsalat mehr in der Box!!!

Ab 1.199,00 €*

Technische Daten:

Maße (B x T x H)

MINI: 600 x 600 x 480 mm

MIDI: 700 x 600 x 600 mm

MAXI: 800 x 500 x 700 mm

Gewicht: 23/29/33 kg

Äußere Struktur: aus transparentem Polycarbonat, Dicke 8 mm

Arbeitsplatte: aus Edelstahl Aisi 304

UVC-Lampe: 20W, UVC 254nm

Weißlichtlampe: Neon-Fluoreszenz-Kaltlicht 20W

Timer: D12/1 programmierbar bis zu 24 Stunden

Spannungsversorgung: 230V 50/60Hz

Sicherheit: Öffnen der Frontscheibe mit Unterbrechung der UVC-Strahlung

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Aktionspreis*
1 Stück	JoJo eco PCR Werkbank, MINI Maße (BxHxT, mm) 600 x 600 x 480, UVC-Lampe 254 nm	171191	1.199,00 €/St.
1 Stück	JoJo eco PCR Werkbank, MIDI Maße (BxHxT, mm) 700 x 600 x 600, UVC-Lampe 254 nm	171192	1.649,00 €/St.
1 Stück	JoJo eco PCR Werkbank, MAXI Maße (BxHxT, mm) 800 x 500 x 700, UVC-Lampe 254 nm	171193	1.799,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Lieferkosten innerhalb Deutschland in Höhe von 120,00 € netto, gültig vom 11.08. - 07.09.2022

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de

Gültig vom 28.07. - 24.08.2022

137,00 €*

JoJo WITOPETTE ultra Einkanalpipette variabel

WITOPET ultra zeichnet sich durch ergonomisches Design, optimales Gewicht und geringsten Kraftaufwand beim Pipettieren aus. Diese Besonderheiten machen auch lange Pipettierzyklen so angenehm wie möglich. Andere innovative Eigenschaften sind das Spitzenabwurf-System mit verstellbarem Abwurfknopf und die eingebaute Volumenarretierung.8655-2.

- höchste Qualität, hergestellt in Frankreich
- höchste Genauigkeit und Präzision, unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der ISO 8655-2
- besonders leicht im Gewicht und trotzdem robust
- perfektionierte Ergonomie für höchsten Komfort
- geringster Kraftaufwand beim Pipettieren notwendig, verringertes Risiko für eine Sehenscheidenentzündung
- interne Volumenarretierung für fehlerfreie Ergebnisse
- innovatives Spitzenabwurf-System, für Links- & Rechtshänder
- festsitzender Spitzenabwurf aus Edelstahl
- Rekalibrierungsfunktion
- 8 farbcodierte Modelle
- weiches Federsystem
- UV-beständig
- komplett autoklavierbar 20 Minuten bei 121°C
- Einzelzertifikat und Seriennummer

höchste Qualität,
hergestellt in
Frankreich

Sofort ab Lager lieferbar

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*	Aktionspreis*
1 Stück	JoJo Witopet ultra, 0,2 - 2 µl	171445	215,00 €/St.	137,00 €/St.
1 Stück	JoJo Witopet ultra, 1 - 10 µl	171446	210,00 €/St.	137,00 €/St.
1 Stück	JoJo Witopet ultra, 2 - 20 µl	171447	210,00 €/St.	137,00 €/St.
1 Stück	JoJo Witopet ultra, 10 - 100 µl	171448	210,00 €/St.	137,00 €/St.
1 Stück	JoJo Witopet ultra, 20 - 200 µl	171449	210,00 €/St.	137,00 €/St.
1 Stück	JoJo Witopet ultra, 100 - 1000 µl	171450	210,00 €/St.	137,00 €/St.
1 Stück	JoJo Witopet ultra, 500 - 5000 µl	171451	225,00 €/St.	137,00 €/St.
1 Stück	JoJo Witopet ultra, 1000 - 10000 µl	171452	225,00 €/St.	137,00 €/St.



* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., zuzüglich Lieferkosten innerhalb Deutschland in Höhe von 9,00 € netto, gültig vom 28.07. - 24.08.2022

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt), Biberstraße 32, 89537 Giengen, Tel.: 07322-9111329, Mail: info@jojo-ls.de