

- Ergonomisches Design mit kleiner Stellfläche
- Hochwertige Kunststoffabdeckung für klare Sicht
- Reibungsloser und leiser Betrieb
- Automatische Abschaltung beim Öffnen des Deckels
- Digitale Steuerung liefert präzise Geschwindigkeit
- Passt für eine Vielzahl von Röhren mit dem mitgelieferten Zubehör





Diese Zentrifugen für den persönlichen Gebrauch sind ideal für Schnellschleudern, Mikrofiltration von Proben, Zellseparationen und andere Routineverfahren im Labor.

Die Zentrifuge ist ergonomisch gestaltet, läuft automatisch an, wenn der Deckel geschlossen wird und stoppt, wenn der Deckel geöffnet wird.



Technische Daten

Geschwindigkeit: 6000 rpm

G-Kraft (RCF): 2000xg

Geräuschpegel: <60dB

Gehäusefarbe: Weiß

Fassungsvermögen:

6x1,5/2,0 ml / 6x0,5 ml / 16x0,2 ml

Zubehör in der Standardverpackung enthalten: PCR Strip Tube Rotor 16x0,2 ml & Standard Rotor 6x1,5 ml

Umgebungstemperatur: 5°C ~ 40°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: < 80%

Stromversorgung: AC110- 240V, 50/60 Hz

Max. Leistung: 10W

Gewicht: < 1Kg

Abmessungen B x T x H: 155x140x115 mm

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo Mini-Zentrifuge Advanced, 230 V	172761	189,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2024

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
Biberstraße 32
89537 Giengen an der Brenz
Tel.: 07322-91 11 329
Mail: info@jojo-ls.de
Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: