

- Inklusive 2 schnell und Werkzeug frei austauschbare Rotoren
  - \* 8×1,5/2,0 ml Röhrenrotor
  - \* 4-Platz PCR-Streifenrotor
- Quick Release Rotor, ermöglicht einen einfachen und Werkzeug freien Rotorwechsel
- Mit Mikro-DC-Motor und Kohlefaserrotor
- Zwei Geschwindigkeitsoptionen:  
4.000 oder 6.000 U/min
- Mute-Technologie, für geräuscharmen Betrieb





Die JoJo Mini-Zentrifuge Advanced ist die optimale Version der Mini-Zentrifuge. Kleine Größe mit transparentem Gehäuse, leicht und einfach zu transportieren. Die maximale Drehzahl von 6.000 U/min oder 4.000 U/min kann ausgewählt und einfach eingestellt werden, um die Anforderungen des Labors für das Mischen von Reagenzien und die sofortige Zentrifugation von Proben zu erfüllen. Sie ist für zwei Arten von Rotoren geeignet und kann auch für die sofortige Zentrifugation von PCR-Gefäßen verwendet werden, um den Mischeffekt von PCR-Reagenzien zu gewährleisten. Die Zentrifuge ist ergonomisch gestaltet und stoppt, wenn der Deckel geöffnet wird, und läuft automatisch an, wenn der Deckel geschlossen wird.

#### Technische Daten

Kapazität: 8x1.5/2.0 ml Tubes oder  
4x8er 0.2 ml PCR-Streifen

Zwei Geschwindigkeitsoptionen: 4.000 U/min  
oder 6.000 U/min

Max. RCF: 1.200xg (4.000 U/min) oder  
2.000xg (6.000 U/min)

Abmessungen (TxBxH) mm: 135x147x107 mm

Gewicht: 0,7 kg

Stromversorgung: AC100~240 V, 50/60 Hz

| Menge   | Kurzbezeichnung                      | Art.-Nr.: | Listenpreis* |
|---------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 1 Stück | JoJo Mini-Zentrifuge Advanced, 230 V | 173167    | 219,00 €/St. |

\* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2024

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)  
Biberstraße 32  
89537 Giengen an der Brenz  
Tel.: 07322-91 11 329  
Mail: info@jojo-ls.de  
Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: