

- Einzigartiges Design für die horizontale Rotorzentrifuge (patentiert)
- Sie kann folgende Formate aufnehmen:
- 96-Well, 384-Well PCR-Standardplatten mit und ohne Rahmen
- 96-Well-Elisa/PCR-Platten, 8ter 0,2ml PCR-Streifen, 0,2ml PCR Röhrchen
- Kurze Drehzeiten und zwei Bedienvorgänge machen die Nutzung bequemer
- Stromlinienförmiges Design mit kompakterer Form und transparentem PC-Deckel
- Abbremszeit aus maximaler Geschwindigkeit: weniger als 30 Sekunden
- Timer kann auf bis zu 10 Minuten eingestellt werden



Die JoJo-Mikroplattenzentrifuge verfügt über ein einzigartiges horizontales Rotordesign (patentiert). Die Mikrotiterplatten oder Rörchen werden symmetrisch auf dem geneigten Rotorrahmen platziert. Der Rotorrahmen wird durch die Zentrifugalkraft von der geneigten Position in die horizontale Position geschleudert, um eine schnelle Freisetzung von hängenden Wandtropfen zu gewährleisten. Die JoJo Mikroplattenzentrifuge hat ein stromlinienförmiges Design, eine geringe Größe, ein schönes Aussehen und ein geringes Betriebsgeräusch. Sie ist ein idealer Begleiter für alle PCR-Experimente!



■ PCR plates

■ Elisa plates



■ 2pcs PCR plates with skirt or without skirt

■ 8 x 0.2ml PCR strip tubes

Technische Daten

Kapazität: 2 Stück PCR-Platten / Elisa-Platten /
8x0,2 ml PCR-Streifenrörchen / 0,2 ml PCR-Rörchen
Maximale Rotationsgeschwindigkeit: 2.200 U/min
Maximales Schwerfeld: 480xg
Zeiteinstellung: 0~10 min
Abmessungen (B×T×H) mm: 290x360x140 mm
Gewicht: 3,6 kg
Stromversorgung: AC220 V/AC120 V, 50/60 Hz

| Menge | Kurzbezeichnung | Art.-Nr.: | Listenpreis* |
|---------|--|-----------|--------------|
| 1 Stück | JoJo-Mikroplattenzentrifuge für 96ger und 384ger Platten sowie 8ter PCR-Streifen | 173246 | 695,00 €/St. |

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2024

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
Biberstraße 32
89537 Giengen an der Brenz
Tel.: 07322-91 11 329
Mail: info@jojo-ls.de
Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort:

