

- Kleine Stellfläche, "Plug and Play"-Betrieb
- Beinhaltet fünf verschiedene austauschbare Rotisseries
- Die Rotationsrichtung kann durch leichtes Berühren der Rotisserie geändert werden
- Der Paddelwinkel ist für verschiedene Mischzwecke einstellbar
- Hochwertiger, wartungsfreier Motor mit leisem Betrieb
- Der Pro kann so programmiert werden, dass er alle 40° oszilliert, um das Mischen von Hand mit Rotation und Schütteln zu simulieren





Der Tube Revolver kann in einer Vielzahl von Laborbereichen eingesetzt werden, z.B. in der Molekularbiologie, der Biochemie, der klinischen und der Histochemie. Die Rotisserie ist austauschbar, so dass das Gerät mit einer Vielzahl von Röhchengrößen arbeitet. Die vier Rotisserie-Paddel können für eine Kombination von verschiedenen Röhren gemischt werden. Die Richtung jedes Paddels kann unabhängig voneinander von 0-90 Grad eingestellt werden.

Technische Daten:

Rotationsgeschwindigkeit: 25 / 10 bis 40rpm
 Kapazität: 84x0.5ml Röhren, 60x1.5ml/2.0ml Röhren, 28x5ml/7ml Röhren, 24x10ml Röhren, 6x50ml Röhren

Standard-Konfiguration:

Rotisserie-Paddles für 10ml/15ml Röhren 2 St.
 Rotisserie-Paddles für 5ml/7ml Röhren 2 St.
 Rotisserie-Paddles für 1.5ml/2ml Röhren 2 St.
 Rotisserie-Paddles für 0.5ml/0.8ml Röhren 2St.
 Rotisserie-Paddles für 50ml-Röhren 1 St.

Temperatur-Einsatzbereich: 4°C bis 60°C

Äußere Abmessungen: 260(b)x148(t)x195mm(h)

Leistung: 4 / 10W

Stromversorgung: AC100V~240V 50Hz/60Hz

Gewicht: 1kg

Zusätzlich zu der Einstellbarkeit der Geschwindigkeit und der digitalen Anzeige kann das Pro Modell so programmiert werden, dass es in einem hin- und herschwingenden Modus arbeitet, der den Mischvorgang von Hand simuliert. Die Oszillation erfolgt alle 40 Grad während der Rotation. Durch die Kombination von Rotation und Oszillation wird die Flüssigkeit effektiver gemischt.



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo Tube Revolver Mischer Basic fix Geschwindigkeit, mit Rotoseie	172809	279,00 €/St.
1 Stück	JoJo Tube Revolver Mischer Pro, variable Geschwindigkeit, mit Rotoseie	172810	359,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2023

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-91 11 329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: