

Das System besteht aus allem Zubehör für den parallelen Betrieb und das händische Gießen von bis zu 4 Gelen gleichzeitig.

- Standardmäßig 2 bzw. 4 unabhängige Gelgießstände mit denen 2 bzw. 4 Gele gleichzeitig gegossen und parallel betrieben werden können.
- Durch die Abstandshalter werden die Glasscheiben dicker und können nicht so leicht brechen.
- Der Kamm mit Zähnen und eingebauten Rippen isoliert das Gel von der Luft und verhindert die Polymerisation des Gels;
- Glasplatten und Kämmen sind zur einfachen Identifizierung mit der jeweiligen Dicke und der Zahl der Zähne beschriftet.
- Neuer Elektrophoreseeinsatz, Befüllungsrahmen und Gelgießstand
- Der Abstandshalter zur Randabdichtung ist an der langen Glasplatte befestigt, um eine genaue Ausrichtung der Glasplatte zu gewährleisten und ein Auslaufen des Gels zu verhindern
- Der Rahmen mit Nockensystem gewährleistet eine präzise Ausrichtung





Die vertikalen Mini-Elektrophorese-Tanks der JoJoPRO-Serie können vorgefertigte und handgegossene Gele mit bis zu 4 Gelen gleichzeitig verarbeiten. Das System ist kompatibel mit 1-D und 2-D-Elektrophorese-Anwendungen. Der Gelgießstand und die Glasplatte mit festen Randstreifen erleichtern das Befüllen von Hand und verhindern zuverlässig das Auslaufen. Das Set ist komplett und bietet durch das vielfältige Zubehör viele Möglichkeiten.

Technische Daten

Anzahl der Gele 1-2 / 1-4 Stück, Gelstärke 1,0mm (Standard), 0,75mm, 1,5mm (Optional), Glasplatte 100×83mm mit festem Abstandshaltern 1 mm (Standard) 0,75 mm oder 1,5 mm (Optional), Glasplatte mit kurzem Format 100×73mm Gelfläche 83 x 73 mm, Kompatibel mit Precast Gelen von BIO-RAD, PIERCE, INVITROGENI, Kamm-Spezifikationen: 1,0mm dick: 10 Zähne, 15 Zähne (Standard), 0,75mm dick: 10 Zähne, 15 Zähne; 1,5mm dick: 10 Zähne, 15 Zähne (Optional), Max. Probenvolumen pro Slot: 10ner Kamm 1 mm dick: 44µl, 0,75 mm dick: 33 µl, 1,5 mm dick: 66 µl 15ner Kamm 1 mm dick: 26µ, 0,75 mm dick: 20 µl, 1,5 mm dick: 40 µl, Außenmaße des Systems 180×130×160mm

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJoPRO vertikales Mini Elektrophoresesystem für 2 Gele parallel	172765	645,00 €/St.
1 Stück	JoJoPRO vertikales Mini Elektrophoresesystem für 4 Gele parallel	172968	988,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2023

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)

Biberstraße 32

89537 Giengen an der Brenz

Tel.: 07322-91 11 329

Mail: info@jojo-ls.de

Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: