

Machen Sie den Wechsel zu Blau

...die clevere Alternative zur UV-Strahlung

- Kompakt, extraflach und tragbar
- Sicherer UV-Ersatz
- Optimiert für die Verwendung mit verschiedenen sicheren Farbstoffen als Ersatz für toxisches EtBr
- Keine UV-bedingten DNA-Schäden
- Gleichmäßige blaue LED-Durchleuchtung, rauscharm
- Winkelverstellbarer Filter/Deckel kann optional mit einer Hand gekippt werden, einfach zum Beobachten und Schneiden von Gelen.
- Einfach fürs Gelschneiden: KEINE Notwendigkeit, eine bernsteinfarbene Brille zu tragen
- Variable Einstellung der Leuchtintensität



Technische Daten:

- Abmessungen des Instruments (mm): 204T x 210B x 30H
- Abmessungen der Betrachtungsfläche (mm): 130T x 170B
- LED-Wellenlänge (nm): 470
- Deckel/ FILTER: Orange
- Empfindlichkeit: bis zu 0,1 ng
- Homogenität: < 5% CV (Varianz-Koeffizient)
- Lebensdauer der LED: >30.000 Stunden



Der JoJo Blue Vision 200A LED-Transilluminator verwendet eine LED-Lichtplatte mit sehr hoher Intensität, die eine Reihe von Farbstoffen beleuchten kann, darunter GelGreen, SYBR Safe, EtBr und den neuen DNA-sicheren Farbstoff UltraPower. Er bietet eine gleichmäßige und helle Anregung über Gele bis zu 13 x 17 cm.

Diese Einheit ist äußerst kompakt und extra dünn und verfügt über eine LED-Platte, die die Proben von unten nach oben beleuchtet und eine LED-Durchleuchtung bewirkt. Ein eingebauter Filter/Deckel sorgt für optimale Betrachtungsbedingungen und eignet sich ideal zum ausschneiden von Gel-Banden.

Es kann in jeder Dunkelkammer oder als eigenständige Einheit verwendet werden. Um einen perfekten visuellen Effekt zu erzielen, wird die Verwendung in Verbindung mit RunSAFE dringend empfohlen.

Im Vergleich mit UV-Trans-Illuminatoren:

- LED Blaue Lichtquelle, verursacht keine Verbrennungen an Haut und Augen
- System mit gleichmäßiger Durchleuchtung, homogene Beobachtung der Proben
- LED mit langer Lebensdauer und hoher Energieeinsparung
- Variable Einstellung der Leuchtintensität



Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*	Aktionspreis*
1 Stück	JoJo Blue Vision 200A , 17x13cm Betrachtungsber., inkl. orangenem Filterabd.	171499	639,00 €/St.	399,00 €/St.
1 Stück	SmartBlue Sichtschutzbrillen, orange	170222	49,00 €/St.	39,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2022

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
 Biberstraße 32
 89537 Giengen an der Brenz
 Tel.: 07322-91 11 329
 Mail: info@jojo-ls.de
 Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: