

- 3-in-1-Rotor-Design, geeignet für:
 - * 6 x 1,5/2,0 ml Rörchen
 - * 6 x 0,5 ml Rörchen
 - * 2 x 8 x 0,2 ml PCR-Streifengefäße
- Kein Rotorwechsel erforderlich
- Mit Mikro-DC-Motor und Kohlefaserrotor
- Mute-Technologie, geräuscharmer Betrieb





Die JoJo Mini-Zentrifuge Universal ist mit einem "Drei-in-Eins"-Verbundrotor ausgestattet. Der Benutzer kann verschiedene Experimente durchführen, ohne den Rotor zu wechseln. So können beispielsweise 1,5-ml-Zentrifugenröhrchen gemischt und PCR-Gefäße gleichzeitig zentrifugiert werden, was dem Benutzer Zeit spart. Kleine Größe mit transparentem Gehäuse, leicht und einfach zu transportieren. Die maximale Geschwindigkeit von 6.000 U/min oder 4.000 U/min kann einfach gewählt und eingestellt werden, um den Anforderungen des Labors für das Mischen von Reagenzien und das sofortige Zentrifugieren von Proben gerecht zu werden. Die Zentrifuge ist ergonomisch gestaltet und stoppt, wenn der Deckel geöffnet wird, und läuft automatisch, wenn der Deckel geschlossen wird.

Technische Daten

Kapazität: 6x1,5/2,0 ml, 6x0,5 ml Röhrchen und 2x8x0,2 ml PCR-Streifen

Zwei Geschwindigkeitsoptionen:

4.000 U/min oder 6.000 U/min

Max. RCF: 1.200xg (4.000 U/min) oder

2.000xg (6.000 U/min)

Abmessungen (TxBxH) mm: 135x147x120 mm

Gewicht: 0,7 kg

Stromversorgung: AC100~240 V, 50/60 Hz

Menge	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.:	Listenpreis*
1 Stück	JoJo Mini-Zentrifuge Universal, 230 V	173094	239,00 €/St.

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.2024

JoJo Life Science UG (haftungsbeschränkt)
Biberstraße 32
89537 Giengen an der Brenz
Tel.: 07322-91 11 329
Mail: info@jojo-ls.de
Web: www.jojo-ls.de

Ihr Fachhandelspartner vor Ort: